

ENTRE RIOS DE MINAS , 19 DE MARÇO DE 2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2021

| | |
|-----------------------------|---|
| Razão social | Teczap Comércio e Distribuição LTDA |
| CNPJ | 08619872000144 |
| Inscrição estadual | 0010287510050 |
| Endereço | Av. Doutor José Gonçalves da Cunha n°679 Centro – Entre Rios de Minas – MG – 35.490-000 |
| Telefone/fax | (31) 2626-0009 |
| Nome do signatário | Saulo Henrique de Faria Pereira |
| Estado civil do signatário | Solteiro |
| Identidade do signatário | MG-10133557 |
| CPF | 042.060.396-40 |
| Nacionalidade do signatário | Brasileiro |
| Banco | Banco do Brasil |
| Agência | 1222-x |
| Conta Corrente | 121096-3 |
| Praça de pagamento | Belo Horizonte |
| Procedência | Nacional |



Saulo Henrique de Faria Pereira

ENTRE RIOS DE MINAS , 19 DE MARÇO DE 2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021

| LOTE | ESPECIFICAÇÃO | QUANT/ UNID | PREÇO Unit.(R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------|---|----------------|---------------------|----------------------|
| Item 2 | <p>Marca: MCB016 Fabricante: MINGCAI</p> <p>➤ Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos eUn névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95, pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Obrigatório a comprovação de Registro da ANVISA.</p> | 600 | R\$ 3,00 | R\$ 1.800,00 |

Qualquer dúvida quanta a especificação favor entrar em contato via 0800 ou email saulo@teczap.com.br nos termos do art. 43, §3º da Lei 8.666/93 estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta"

TCU "atente para o disposto no art. 43, § 3º, abstendo-se, em consequência, de inabilitar ou desclassificar empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou que possam ser supridos pela diligência autorizada por lei" (Acórdão nº 2.521/2003, Rel. Min. AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, j. 21/10/2003, DOU 29/10/2003).

Pagamento:

O pagamento será efetuado pela Divisão de Orçamento e Finanças do TJAM, de acordo com a legislação vigente, após recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, conferida e atestada pelo setor requisitante, comprovando a prestação do serviço de maneira satisfatória.



Prazo de entrega:

O prazo máximo para entrega será de 30 (trinta) dias a partir do recebimento do pedido pela contratada.

Validade:

O prazo de validade das máscaras será até mês de Março do ano de 2022.

Prazo de validade da proposta:

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos estar inclusos despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Declaramos que iremos cumprir todos os itens prescritos no termo de referencia.

Telefone para suporte técnico e abertura de chamados: 08006010009



Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

Prezados Senhores:

Eu Saulo Henrique de Faria Pereira portador do C.P.F. nº 04206039640, representante legal da empresa TECZAP Comércio e Distribuição LTDA, declaro sob as penas da Lei, que nos termos do artigo 27, Inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que a TECZAP Comércio e Distribuição LTDA encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Entre Rios de Minas, 29 de Janeiro de 2021.

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio administrador

RG: MG-10133557



Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

TECZAP Comércio e Distribuição LTDA ,com sede na Av. Doutor José Gonçalves da Cunha nº679 Centro – Entre Rios de Minas – MG – 35.490-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 08619872000144 DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem Fatos Impeditivos para sua Habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Entre Rios de Minas, 29 de Janeiro de 2021.

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio administrador

RG: MG-10133557



Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO ME / EPP

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Entre Rios de Minas, 29 de Janeiro de 2021.

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio administrador

RG: MG-10133557



Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O INCISO XXXIII do art. 7º da CF

TECZAP Comércio e Distribuição LTDA, com sede na Av. Doutor José Gonçalves da Cunha nº679 Centro – Entre Rios de Minas – MG – 35.490-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 08619872000144, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE, da licitação instaurada pelo CRF/RS, na modalidade de Pregão Eletrônico CRF/RS Nº 04/2020, DECLARAR expressamente que:

a) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) para fins no disposto no artigo 7º inc. XXXIII da Constituição Federal, na Lei nº 9.854/99 e inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555/00 não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Entre Rios de Minas, 29 de Janeiro de 2021.

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio administrador

RG: MG-10133557



Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Teczap Comércio e Distribuição LTDA, inscrito(a) no CNPJ n°. 08.619.872/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Saulo Henrique de Faria Pereira, portador(a) da Carteira de Identidade n° 10133557 e do CPF n° 042.060.396-40 , DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Entre Rios de Minas, 29 de Janeiro de 2021.

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio administrador

RG: MG-10133557



Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Saulo Henrique de Faria Pereira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 10133557 e do CPF nº 042.060.396-40, como representante devidamente constituído da empresa Teczap Comércio e Distribuição LTDA, doravante denominado licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico/SRP nº. 002/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 002/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 002/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 002/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 002/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Entre Rios de Minas, 29 de Janeiro de 2021.

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio administrador

RG: MG-10133557



Saulo Henrique de Faria Pereira



ANALI - 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/analitico_095.htm**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 98933/2020A**
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS**Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"**

| | |
|--|---|
| São Paulo, 13 de Julho de 2020. | |
| TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Avenida Doutor José Gonçalves da Cunha , 679 , Centro |
| Solicitante: Saulo Henrique de Faria Pereira | CEP: 35.490-000 - Entre Rios de Minas -MG |

| | |
|-----------------------------|---|
| Material: Máscara N95 | |
| Data de entrada: 10/07/2020 | Hora de entrada: 12:11 |
| Embalagem: Plástico | Condições de transporte: Temperatura ambiente |



Descrição da amostra:

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Marca: MCB016 | | |
| Lote: MC200421 | | |
| Composição: Tecido Não Tecido | | |
| Gramatura: 25g/m ² em cada camada | | |
| Quantidade de Camadas: 3 | | |
| Cor: Branca | | |
| Tamanho: Padrão N95 | | |
| Fabricante: Shenzhen Mingcai New Century Technology Co. Ltd | | |
| Nº do Produto: 01 | Data de Fabricação: 21/04/2020 | Data de Validade: 21/04/2022 |

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538**Resultado:** A amostra apresentou 99,25% de eficiência de filtração bacteriana.**Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004**

| | |
|-----------------|-----------|
| BFE% \geq 95% | Aprovada |
| BFE% $<$ 95% | Reprovada |

Metodologia: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos**Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

| | |
|---|---|
| Diretora Técnica  CRBio: 18.098-01 | Gerente de Laboratório  Paula de Maio Trezza CRBio: 48.933/01-D |
|---|---|

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br.

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co L T D

FDA Filings

This page includes the latest FDA filings for Shenzhen Mingcai New Century Technology Co L T D. Currently, you will find the latest 100 filings for Premarket Notifications, Premarket Applications, De Novo Applications, and GUDID registrations.

| | |
|-------------------------|--|
| FDA Registration(s) | |
| Registration Number | 3016650718 |
| FEI Number | 3016650718 |
| Name | SHENZHEN MINGCAI NEW CENTURY TECHNOLOGY CO.,LTD (/Company/Shenzhen-Mingcai-New-Century-Technology-Co-L-T-D) |
| Owner & Operator | Shenzhen Mingcai New Century Technology Co.,Ltd (/Company/Shenzhen-Mingcai-New-Century-Technology-Co-L-T-D) |
| Contact Address | Room 101 of 1st floor,2nd &3rd Floor, Bu Shenzhen CN-44 Guangdong 518000 CN |
| Official Correspondent | <ul style="list-style-type: none"> Hongjian Li 86-135-2874995-0 |
| US Agent | <ul style="list-style-type: none"> CCTC SERVICE INC (/Company/Cctc-Service-Inc) (/Company/) 302 2311209 cctcagency@Outlook.Com |
| Registration Status | 1 |
| Initial Importer | N |
| Registration Expiration | 2020-04-25 |
| Registration Address | Room 101 of 1st floor,2nd &3rd Floor, Building B, No.2 Huang Di Shenzhen Guangdong, 518000 CN |
| Establishment Type | Manufacture Medical Device |
| | |
| | |



FDA Medical Device | US Agent

FDA representation for non-US medical device and IVD manufacturers worldwide.

qaraconsultinggroup.com

OPEN

| FDA Filings | | | |
|-------------------------|---|---|------------|
| Device | Company | Device | Date |
| LYU (/Product-Code/LYU) | SHENZHEN MINGCAI NEW CENTURY TECHNOLOGY CO.,LTD | Protective mask,MC-A010,MC-A011,MC-012,MC-013,MC-015,MC-016,MC-017,MC-018,MC-019,MC-B016,MC-B018,MC-B019, | 2020-03-25 |

| Related Finance Registrations |
|-------------------------------|
| |




© 2020 FDA.report
This site is not affiliated with or endorsed by the FDA.






Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2020






EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO

La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.





Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.






| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|---|----------------|-----------------|---|
| 1 | 25/03/2020 | semimaschera filtrante modello: Greencare KN95 mask | Xiamen Probtain Nonwoven Inc. | MY BENEFIT SRL | Emilia Romagna |  |
| 2 | 25/03/2020 | semimaschera filtrante modello: PFF2-V | TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | ENCAPLAST SPA | Emilia Romagna |  |
| 3 | 25/03/2020 | semimaschera filtrante monouso modello: DTC3X | Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co Ltd | AB M Idea SRL | Lombardia |  |






| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|--|--------------------------|-----------------|---|
| 4 | 25/03/2020 | semimaschera filtrante modello: Self priming filter type antiparticle respirator 9051A | Foshan Nanhai Weijian sanbang protective equipment Technology Co., Ltd. | SURESHOP EUROPE SRLS | Sicilia |  |
| 5 | 26/03/2020 | semimaschera filtrante FFP1 modello: N95 Butterfly Ear Hanging | GUANGDONG JIEHEHENGYE BIOTECHNOLOGY LTD. | APR SRL | Liguria |  |
| 6 | 26/03/2020 | semimaschera filtrante modello: Face Mask 9591 KN95 | Zhejiang Allta Industrial CO., LTD. | G.B. WALL SRL | Veneto |  |
| 7 | 26/03/2020 | semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45160I | VARI PROD. | SIR SAFETY SYSTEM SPA | Umbria |  |
| | | semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45160L | | | |  |






| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|------------|--------------------------|-----------------|---|
| 7 | 26/03/2020 | semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45160N | VARI PROD. | SIR SAFETY SYSTEM SPA | Umbria |  |
| | | semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45160Q | | | |  |
| | | semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45160R | | | |  |
| | | semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45162A | | | |  |
| | | semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45165G | | | |  |






| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|------------|--------------------------|-----------------|---|
| 7 | 26/03/2020 | semimaschere filtranti Codice 45165M | VARI PROD. | SIR SAFETY SYSTEM SPA | Umbria |  |
| | | semimaschere filtranti Codice 45165O | | | |  |
| | | semimaschere filtranti Codice 45165R | | | |  |
| | | semimaschere filtranti Codice 45165T | | | |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|--|--------------------------|-----------------|--|
| 7 | 26/03/2020 | semimaschere filtranti Codice 45165U | VARI PROD. | SIR SAFETY SYSTEM SPA | Umbria |  |
| | | semimaschere filtranti Codice 45165Z | | | |  |
| 8 | 28/03/2020 | semimaschera facciale senza valvola codice prodotto KN95-1 FFP2 NR | GUANGDONG YANHOU BIOTECHNOLOGY CO, LTD. | IDEA SRL | Lazio |  <p>Electrostatic filter material, effectively protect the mask of PM2.5.</p> <p>Adjustable noseclip helps provide a custom and secure seal.</p> <p>Elastic ear-loops with no pressure to the ears.</p> <p>With exhalation valve, allowing smooth breathing, reducing heat and moisture accumulation.</p> |
| 9 | 30/03/2020 | mascherina facciale protettiva monouso FFP2 modello: SAMASKFFP2 | PILOT OPTICS INTERNATIONAL CORP.LTD | SANICO SRL | Lombardia | n.d. |
| 10 | 30/03/2020 | DPI mascherina facciale protettiva monouso FFP2 modello: SAMASKKN95 | PILOT OPTICS INTERNATIONAL CORP.LTD | SANICO SRL | Lombardia |  <p>Photo Documentation</p> <p>Photo 1 Overview</p> |


| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|---|-----------------------------|-----------------|---|
| 11 | 30/03/2020 | facciale protettiva monouso FFP2 KN95-01-01 | JIANGSU FENGAI MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD | LAVORGOMMA SRL UNIPERSONALE | Marche |  |
| 12 | 31/03/2020 | semimaschera filtrante disposable mask modello: M-9501 | Anhui Zhongke Duling Commercial Appliance Co. , Ltd | C. DE GIORGI SRL | Lombardia |  |
| 13 | 31/03/2020 | filtrante protective mask KN95 FFP2 modello: HXZX17 | Zhongshan Huaxia Star Gift Technology Co., Ltd | OPTIMA MOLLITER SRL | Marche |  |
| 14 | 31/03/2020 | modello 1: semimaschera filtrante en 149:2009 KN95, "Modello Geyou" | Kuangye Dongguan Technology Co. Ltd | BOSCOLO MANUEL (n.1-3) | Veneto |  |
| | | modello 3: semimaschera filtrante - N95 mask | HUIZHOU MANMAO TECHNOLOGY INCUBATOR CO., LTD | | |  |







| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|--|---|-----------------|---|
| 15 | 31/03/2020 | semimaschera filtrante facciale KN95 modello: PTMYKZ-01 | HOMAR BIO-TECHNOLOGY (GUANGZHOU) HOLDING CO., LTD | TRADE INN SRL | Lazio |  |
| 16 | 01/04/2020 | semimaschera filtrante modello: 3M 8210 | 3M DIVISION: Personal Safety Division USA | TREELIFE Pharma di L. Petrillo | Calabria |  |
| 17 | 01/04/2020 | semimaschera filtrante 8511, N95 | 3M DIVISION: Personal Safety Division USA | Momentive performance Material Specialities srl | Molise |  |
| 18 | 01/04/2020 | semimaschera filtrante 3M - modello: 8210" | 3M DIVISION: Personal Safety Division USA | RUBINETTERIE 3 M SRL | Toscana | N100 (99.97%) = FFP3 (99.95%)  |
| 19 | 02/04/2020 | semimaschera filtrante modello: DTC3X/N95 | Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co. Ltd | ITEMA SPA | Lombardia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|--|--|-----------------|---|
| 20 | 02/04/2020 | prodotto facciale senza valvola modello: Sekura-321 | MAKRITE INDUSTRIES, INC. New Taipei City, Taiwan | PROCOS SPA | Piemonte |  |
| 21 | 02/04/2020 | Semimaschera filtrante KN95 modello: N1 | Non pervenuto | Sweet & Spicy Asian Shopping Centre di Rani U. | Emilia Romagna |  |
| 22 | 02/04/2020 | semimaschera filtrante modello: mask ZK601 | ZHONGKANG PROTECTIVE EQUIPMENT TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO. LTD | TIRSO SRL | Lombardia |  |
| 23 | 02/04/2020 | semimaschera filtrante modello: Mask 9520 | TRUST LOYALTY&GLORY EPOCH NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD - SUZHOU CITY | TRAPPER SRL | Veneto |  |
| 24 | 02/04/2020 | Maschera facciale filtrante N95 Makrite modello: 9500-N95 | MAKRITE INDUSTRIES, INC. New Taipei City, Taiwan | HOFFMANN SPA | Veneto |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|---|----------------------|-----------------|---|
| 25 | 03/04/2020 | semimaschera filtrante N95 modello: 9010 | 3M DIVISION: Personal Safety Division USA | IPA SRL | Emilia Romagna |  |
| 26 | 03/04/2020 | semimaschera filtrante Arun KN95 modello: N9 | DONGGUAN ARUN INDUSTRIAL CO, LTD | CDR MOBILE SRL | Lombardia |  |
| 27 | 03/04/2020 | Semimaschera filtrante modello: KN95 | CINA - Non pervenuto | G.O.B. SRLS | Toscana |  |
| 28 | 03/04/2020 | semimaschere filtranti modello: HY8620 | ANHUI BEILANG NEW MATERIAL CO., LTD | OVERSEAS TEXTILE SRL | Veneto |  |
| | | semimaschere filtranti modello: HY8220 | | | |  |






| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|---|--|-----------------|---|
| 29 | 04/04/2020 | maschera facciale monouso FFP2 modello: GM 700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | A.E.C. Applicazioni Eco Compatibili srls | Lazio |  |
| 30 | 04/04/2020 | visiera modello: VIS-FE | FEMTO Engineering s.r.l. | | Toscana | IMMAGINI DEL DPI  |
| 31 | 04/04/2020 | Semimaschera KN95 modello: BM-011 | Tonton Sportswear (Shenzhen) Co., Ltd | PROMOLAND International s.r.l. | Toscana | n.d. |
| 32 | 04/04/2020 | semimaschere filtranti modello: ZC9595 e modello: JS-KN95. | Jiangxi Zhongchen Keji Co. Ltd | LAO BUSINESS LTD | Irlanda |  |
| 33 | 04/04/2020 | semimaschera filtrante IVROU Mask FFP2 IRZY-01 | GUANGWHOU CARROT MALL NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD | 3 P&M di Stefano Lombardi | Toscana |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|---|--------------------|-----------------|---|
| 34 | 04/04/2020 | semimaschera filtrante 3M™ Particulate Respirator 8511, N95 | 3M DIVISION: Personal Safety Division USA | RL3 SRL | Lazio | <p>N95 Respirators</p>  <p>8511 (N95) AAD #07185</p> |
| 35 | 06/04/2020 | semimaschera filtrante di tipo KN95 | Wenzhou Zhongjie Plastic products Co., Ltd | FTF WORLD WIDE SRL | Marche |  |
| 36 | 06/04/2020 | semimaschera filtrante modello: 3M™ modello 9010 - N95 | 3M DIVISION: Personal Safety Division USA | CLIVET SPA | Veneto |  |
| 37 | 06/04/2020 | semimaschera filtrante KN95 Jeliton Protective Face Mask | GAOMI RENMIN LABOR PROTECTION APPLIANCE FACTORY | FAEG SAS | Lombardia | n.d. |








| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|----------------|-----------------|--|---------------|-------------|---------|--------------------|---|---|
| 38 | 06/04/2020 | modello 1: 3M™ 8210, N95 | 3M™ St. Paul, Minnesota, USA | 3 M ITALIA SRL | Lombardia |  | | | | | | |
| | | modello2: 3M™ Particulate Respirator 1870+, N95 | | | |  | | | | | | |
| 39 | 07/04/2020 | tuta protettiva presentata, modello: ZANRAY 2020 | Shanghai Zanray Industrial Co. Ltd | IDEE COCCO SRL | Veneto |  | | | | | | |
| 40 | 08/04/2020 | occhiali a maschera modello: 2A01, 2B01, 2C01 | Kanghua Safety Equipment Manufacturing Co. Ltd | MARVIS SRL | Lombardia |  <p>Test Report 2131-ECS-19 from 10/05/2019 Measurement report 1: Page 2 of 3</p> <p>Test mark: 2131-ECS-19</p> <p>Type: Safety goggles 2A01, 2B01 and 2C01</p> <p>Samples assigned to numbers</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sample number</th> <th>Description</th> <th>Picture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19131-1, -4 and -7</td> <td>Figure 1: Model 2A01 light green transparent frame, indirect ventilation, 4 black inserts</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Sample number | Description | Picture | 19131-1, -4 and -7 | Figure 1: Model 2A01 light green transparent frame, indirect ventilation, 4 black inserts |  |
| Sample number | Description | Picture | | | | | | | | | | |
| 19131-1, -4 and -7 | Figure 1: Model 2A01 light green transparent frame, indirect ventilation, 4 black inserts |  | | | | | | | | | | |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|---|--|------------------------|------|
| 40 | 08/04/2020 | occhiali a maschera modello: 2B01 | Kanghuai Zanray Industrial Co. Ltd | MARVIS SRL | Lombardia | |
| | | occhiali a maschera modello: 2C01 | | | | |
| 41 | 08/04/2020 | Tuta protettiva modello: FS200 | Changzhou Aiji Non- Wovens Co.Ltd - Cina | Hako-Med Italia di Hansjoerg Dellavaja & C. S.a.s. | Trentino Alto Adige | |
| 42 | 08/04/2020 | maschera facciale modello: MX-2005/V | JINHUA MEIXIN PROTECTIVE EQUIPMENT FACTORY | SOCEPI SRL | Umbria | |
| 43 | 09/04/2020 | semimaschera filtrante prosafety modello: PFF2 V | PRO-SAFETY INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO & SOLDA LTDA | COPAG SPA | Lazio | |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|---|-----------------------------|-----------------|---|
| 44 | 09/04/2020 | semimaschera filtrante modello: GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | O'Neal Europe GmbH & Co. KG | Germania |  |
| 45 | 10/04/2020 | maschera facciale protettiva monouso con valvola FFP2 modello: ST A9502Z/FFP2 | Jingzhou Strong Science and Technology Development Co. Ltd. | FIN GROUP SRL | Lombardia |  |
| 46 | 10/04/2020 | semimaschera filtrante KN95 presentata, self-priming filter anti-particle respirato (without valve), marca EBKang mod. 9501 | Anhui Kangweijia Labor Protecion Products Co, Ltd. | EUROPEAN NETWORK TLC srl | Lombardia | n.d. |
| 47 | 10/04/2020 | semimaschera filtrante MASK KN95 (senza nose-clip) | WENZHOU ZHONGJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | STEMAL SERVICE | Lombardia |  |
| 48 | 10/04/2020 | semimaschera filtrante KN95 presentata | BYD Precision Manufacture CO. Ltd. | ENEL SPA | Lazio |  |






| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|--|--|-----------------|---|
| 49 | 14/04/2020 | dispositivo di protezione per il corpo modello: Iwode Protection cod. FH370001-3 | Guangzhou Caishen Custom Clothing Supply Chain Management Co. Ltd. | REGIONE PUGLIA SEZ. PROTEZIONE CIVILE | Puglia |  |
| 50 | 14/04/2020 | modello A: semimaschera filtrante FFP2 Nikky 6502; | modello A: produttore Quality Safety 1990 Pty Ltd; | MICERIUM SPA | Liguria |  |
| | | modello B: semimaschera filtrante KN95 modello: WS9500 | modello B: Dong Guang Wei Sheng Medical Technical Enterprise Limited | | |  |
| 51 | 15/04/2020 | semimaschere filtranti FFP2 presentate modello: 9501+, 9502+ semimaschere filtranti FFP2 presentate modello: 9502+ | 3M China | INDUTEX SPA | Lombardia |   |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|--|------------------------------|-----------------|---|
| 52 | 15/04/2020 | Occhiali Safety Goggle modello: 9127 | BanBao Co, Ltd. | MAKILEA SRL | Veneto |  |
| 53 | 15/04/2020 | semimaschera filtrante presentata, categoria KN95 FFP2 NR | Suzhou unicharm nonwoven Products CO., LTD | ITALIAVERDE SRL | Lazio |  |
| 54 | 15/04/2020 | semimaschera filtrante Tomashi KN95 | Hui Zhou Hui Pu Electronic co. | CDR MOBILE SRL | Lombardia |  |
| 55 | 15/04/2020 | dispositivo denominato LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator | HUIZHOU LEXUSLANCE TECHNOLOGY CO. LTD | Consorzio Three Trading 2009 | Veneto |  |
| 56 | 16/04/2020 | semimaschera filtrante AIRFREE FFP1 | COFRA SRL BARLETTA BT | THERMOWATT SPA | Marche | Il dispositivo è stato importato esclusivamente per uso interno e non per fini commerciali. |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------------------------|-----------------|--|------|------------|-------------------|---|--------|---------|
| 57 | 16/04/2020 | 1. semimaschere filtranti KN95 modello 3M 9502+, 3M 9501 | 1. 3M 2. SHANXI DAZHI FARMACEUTICA CO. LTD. | CENTRO SERVIZI INDUSTRIE SRL | Piemonte |  | | | | | | |
| | | 2. semimaschere 5MTM KN95 | | | |  | | | | | | |
| 58 | 16/04/2020 | schermo protettivo facciale cod. SF2016603 | VALERIO DANIELE | | Veneto |  | | | | | | |
| 59 | 16/04/2020 | maschera facciale monouso GM700 FFP2 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | L10 TRADING SRL | Lombardia |  | | | | | | |
| 60 | 17/04/2020 | semimaschera filtrante modello: 45165X (CP-2007) | CHONGQING COOPER TECHNOLOGY CO. LTD | SIR SAFETY SYSTEM SPA | Umbria | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FOTO</th> <th>CODICE SIR</th> <th>CODICE PRODUTTORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>45165X</td> <td>CP-2007</td> </tr> </tbody> </table> | FOTO | CODICE SIR | CODICE PRODUTTORE |  | 45165X | CP-2007 |
| FOTO | CODICE SIR | CODICE PRODUTTORE | | | | | | | | | | |
|  | 45165X | CP-2007 | | | | | | | | | | |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|--|---|---------------------------------|--|
| 61 | 18/04/2020 | semimaschera filtrante KN95A, KN95B, KN95C, KN95D, KN95E | SHANDONG INF MEDICAL TECHNOLOGY CO. | NATURALBIOGROUP SRL | Lombardia |  |
| 62 | 20/04/2020 | Visiera modello: A1 HKA2002-011+EUP2003- 085 | HIP LIK Packaging Product Fty Co. Ltd HLP KLEARFOLD | HIP LIK Packaging Product Fty Co. Ltd HLP KLEARFOLD | Filiale Italiana - Lombardia |  |
| 63 | 21/04/2020 | occhiali modello: 533A | Taizhou City Yuguang Glasses Co. Ltd | Ottica Soldano s.a.s | Lombardia |  <small>MODELLO: 533 A</small> |
| | | occhiali modello: 533B | | | |  <small>MODELLO: 533 B</small> |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------|---|
| 63 | 21/04/2020 | occhiali modello: 547 | Taizhou City Yuguang Glasses Co. Ltd | Ottica Soldano s.a.s | Lombardia |  MODELLO: 542 |
| | | occhiali modello: 542 | | | |  MODELLO: 547 |
| 64 | 22/04/2020 | camice monouso in poliestere presentato, modello: 006 | EMPIRE SRL | SOC. FRATELLI TOIA SRL | Lombardia |  |
| 65 | 22/04/2020 | schermo facciale | Tosti srl. | TOSTI SRL | Toscana |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|--|-----------------------|-----------------|---|
| 66 | 22/04/2020 | Semimaschera filtrante 3M 8210 N95 NR D - | 3M | VALUE MED SRL | Lombardia |  |
| 67 | 22/04/2020 | filtrante facciale FFP1 modello: DPI 45155B - Respiratore pieghevole KN90 P1 | Jiande ChaoMei Daily Chimical Co | SIR SAFETY SYSTEM SPA | Umbria |  |
| 68 | 22/04/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: ZK601 | ZHONGKANG PROTECTIVE EQUIPENTE TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO., LTD | B.M. s.r.l. | Toscana |  |
| 69 | 23/04/2020 | semimaschera filtrante KN95, modello: SF-K01 | ZHEJIANG SHUNFA SAFETY TECHNOLOGY CO. | FASTENAL EUROPE SRL | Toscana |  |
| 70 | 23/04/2020 | semimaschera filtrante modello: WB-KN95 | DONGGUAN WANBANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. Ltd | Blu Oberon srls | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|---|
| 71 | 23/04/2020 | semimaschera filtrante presentata, type ZYKN95 | ZHANGIJAGANG ZHIYI MEDICAL HEALTH PRODUCTS CO. Ltd | SURGIKA SRL | Toscana |  |
| 72 | 23/04/2020 | Visiera protettiva Covid-19 | ARCHIMEDE SRL | ARCHIMEDE SRL | Veneto |  |
| 73 | 23/04/2020 | schermo facciale "VH001" | OFFICINE PRODOTTI ORTOPEDICI OPO SRL | OFFICINE PRODOTTI ORTOPEDICI OPO SRL | Emilia-Romagna |  |
| 74 | 24/04/2020 | semimaschera filtrante "Disposable protective Mask N95 KN95" | PUTIAN ZHONJIN SHOES CO, LTD | VISION WORK SRL | Lombardia |  Fig 1 |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| 75 | 24/04/2020 | semimaschera filtrante tipo KN95, N95, FFP2, modello: HUATE HT9210 | SHENZHEN AIDACOM CLEANTECH CO., LTD | Confezioni Gamma Srl | Lombardia |  |
| 76 | 24/04/2020 | visiera modello: DMVisor | NANNINI ITALIAN QUALITY SRL | Nannini Italian Quality s.r.l. | Emilia Romagna |  |
| | | occhiali protettivi modello: Modular | | | |  |
| 77 | 24/04/2020 | semimaschera filtrante "particulate respirator" modello: 8511 | 3 M COMPANY | FOMAS SPA | Lombardia | n.d. |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 78 | 24/04/2020 | Visiera protettiva modello: SHIELD2020 codice: MASKPRO | VEPRAM VETOPLAST SAS | VEPRAM VETOPLAST SAS | Emilia Romagna |  |
| 79 | 24/04/2020 | Occhiali a maschera Google modello: n. G200-S | FORESIGHT OPTICAL (XIAMEN) LTD. | ALIALUX SRL | Lombardia |  |
| 80 | 26/04/2020 | visiera protettiva Cod. 166.23.M | COMSTYLE SRL | COMSTYLE SRL | Veneto |  |
| 81 | 26/04/2020 | Visiera modello: MASCOV 19 | MININI & C. SRL | MININI & C. SRL | Friuli Venezia Giulia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|---|----------------|-----------------|---|
| 82 | 26/04/2020 | occhiale a maschera modello: 508 | SALICE SRL | SALICE SRL | Lombardia | n.d. |
| 83 | 26/04/2020 | semimaschera filtrante FFP2 presentata modello: 9052+ | 3 M CHINA | SICOR SPA | Lombardia |  |
| 84 | 27/04/2020 | semimaschera filtrante FFP2 presentata modello: 9052+ | 3 M CHINA | GLOBAL IT SRL | Campania |  |
| 85 | 27/04/2020 | facciale filtrante modello: LK-003 anti bacterial respirator | HUIZHOU LEXUSLANCE TECHNOLOGY CO. LTD. | PROMO TEAM SRL | Lombardia |  |



| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|--|-----------------|-----------------|---|
| 86 | 27/04/2020 | maschera filtrante antipolvere presentata, modello: 3M 9502+ | 3M China Ltd). | KRISS LOGIC SPA | Emilia Romagna |  |
| 87 | 27/04/2020 | semimaschera filtrante Mask N95 BF-AM | HENAN HUIBO MEDICAL CO. LTD | IMPRIMENDO SRLS | Piemonte |  |
| 88 | 27/04/2020 | Semimaschera filtrante KN95 | Dongguan Zhijie Automation Equipment co.). | DIDOFA' SRL | Campania |  |
| 89 | 27/04/2020 | semimaschera filtrante, modello: "AX-KF95" | Dong Guan Aoxing AV Equipment Co.,Ltd). | REMEMBER.MI SRL | Lombardia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|--|---------------------------|-----------------|---|
| 90 | 27/04/2020 | semimaschera filtrante Jeliton KN95 | Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory | GALILEO SPA | Lazio |  |
| 91 | 28/04/202 | Visiera protettiva | Termoplastic srl | Termoplastic srl | Lazio |  |
| 92 | 28/04/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: JNEYL face mask tipo JN-95-1 | Changsha Jneyl Medical Equipment Co., Ltd. | Duecì Italia srl | Lombardia |  |
| 93 | 29/04/2020 | Semimaschera: Modello 1: 9500 N95 | Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. | Uvex Safety Italia Srl | Piemonte |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------|---|
| 93 | 29/04/2020 | Semimaschera: Mod.2: DTC3W N95 | Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. | Uvex Safety Italia Srl | Piemonte |  |
| | | Semimaschera: modello 3: DTC3Z N95 | | | |  |
| | | Semimaschera: modello 4: DTC3B N95 | | | |  |
| | | Semimaschera: modello 5: DTC3X N95 | | | |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|--|--------------|--------------|-----------------|---|
| 94 | 30/04/2020 | modello R4: visiera protettiva monouso, con spugna ed elastico | LARIDENT SRL | LARIDENT SRL | Liguria |  |
| 94 | 30/04/2020 | modello R56: occhiali protettivi in policarbonato | LARIDENT SRL | LARIDENT SRL | Liguria |  |
| | | modello R58: occhiali protettivi in policarbonato con montatura ad incastro | | | |  |
| | | modello R66: occhiali protettivi in policarbonato con montatura ad incastro | | | |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|----|------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|
| 95 | 04/05/2020 | occhiali modello: AF20-01 | Xiamen SunHaven Optical Co. Ltd | Big Line sas di Graziani Lorenzo | Veneto |  |
| 96 | 04/05/2020 | semimaschera filtrante KN95 Jeliton | Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory | TEKNIT srl | Liguria |  |
| 97 | 05/05/2020 | schermo facciale FACE SHIELD T(e)CA | Teca25 Srl | Teca25 Srl | Veneto |  |
| 98 | 05/05/2020 | mascherina monouso KN95 (FFP2) | Zhengzhou YLW Technology Co, Ltd | Unicorn Electrics Ltd | Regno Unito |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|-----------------------------|-----------------|---|
| 99 | 05/05/2020 | semimaschera filtrante cod. SIR 45165K modello: LH1001 cod. SIR 45160T modello: LH1101 cod. SIR 45165KS modello: LH1002 | Yantai Lvhe Environmental Protection and Technology Co., Ltd. | Sir Safety System S.p.A. | Umbria |  |
| 100 | 05/05/2020 | Semimaschera filtrante KN 95 marca Jeliton | Gaomi Shuangyun Labor Protection Supplies co. ltd. | Winner Italia srl | Lazio |  |





Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2020




EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO




La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.





Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----------|-------------|--|---|-----------------------|------------------------|---|
| 101 | 05/05/2020 | occhiale di protezione, modello: sovraocchiale a stanghette trasparente (limpido- Comfort One) | Complastic Srl | Complastic Srl | Campania |  |
| 102 | 05/05/2020 | semimaschera filtrante "Self priming filter type anti particle respirator 9051A" | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd. | Forthalia srl | Lombardia |  |
| 103 | 07/05/2020 | Semimaschere filtranti 3M 9501+ e 3M 9502+ | 3M China Co., Ltd | JP International srls | Piemonte |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--|------------------------------|---|
| 104 | 06/05/2020 | Tuta integrale di protezione | Nanjing Trust Garment Company Ltd | Macron S.p.A. | Emilia Romagna |  |
| 105 | 06/05/2020 | visiera VIS02 | VETROPLASTIC | VETROPLASTIC | Campania |  |
| 106 | 07/05/2020 | semimaschera, "FOLDING TYPE RESPIRATOR" modello: 8801 | Luoyang Kelijian Technology Co. Ltd. | Associazione Volontari 3 Valli Ets V3V | Lombardia |  |
| 107 | 07/05/2020 | Visiera Paraspruzzi Usa e Getta, "Disposable Face Shield for Splash Protection - version A | HIP LIK Packaging Product Fty Co. Ltd HLP KLEARFOLD HONG KONG | | Filiale Italiana - LOMBARDIA |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|-----------------------------|---------------------|---|
| 108 | 07/05/2020 | A: semimaschera filtrante Tomashi KN95 B: semimaschera filtrante KN95 MASK | MOD.A: Hui Zhou Hui Pu Electronic co.); MOD. B: Dongguan City Xinyuan Nonwoven Co. Ltd. | DATAMATIC SpA | Lombardia |  |
| 109 | 08/05/2020 | semimaschera filtrante modello: ZC9595 KN95 livello di protezione FFP2 | JIANGXI ZHONGCHEN KEJI CO., LTD | DC COMMUNICATION SRL | Trentino Alto Adige |  |
| 110 | 08/05/2020 | semimaschera filtrante modello: 9560k marcata Ace Neale | Jiangsu Yimao Filter Media Co. Ltd | ONLY ITALIA LOGISTICS SCARL | Lazio | n.d. |
| 111 | 09/05/2020 | semimaschera filtrante presentata modello: GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | PROFESSIONAL LED SRL | Emilia Romagna |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| 112 | 09/05/2020 | mascherina monouso KN95 (FFP2) modello: KM04 | Zhengzhou YLW Technology Co, Ltd). | Unicorn Electrics Ltd | Regno Unito |  |
| 113 | 09/05/2020 | semimaschera filtrante KN95/FFP2 presentata, art. D20550 – modello: WEIDA | Qingdao Weida Machinery Manufacturing Co., Ltd. | General Marketing srl | Lombardia |  |
| 114 | 09/05/2020 | semimaschera filtrante KN95 Jeliton Protective Face Mask | Fabbricante: Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory. | EASYPHARM SRL | Lazio |  |
| 115 | 09/05/2020 | facciale filtrante modello: "Yichita YQD95" | Shanghai YuanQin Industrial co., ltd.) | IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA | Marche | n.d. |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|------------------|-----------------|---|
| 116 | 10/05/2020 | semimaschera filtrante modello: GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | PREMIA SRL | Lazio |  |
| 117 | 10/05/2020 | semimaschere filtranti, modello: SNN70369B – C- shaped | Fabbricante: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd | GIGLIO GROUP SPA | Lombardia |  |
| | | SNN70370B – willow leaf- shaped | | | |  |
| 118 | 10/05/2020 | semimaschera filtrante, modello: LK003 | Huizhou Lexuslance Technology Co, Ltd.. | MIRAFAN SRL | Lazio |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--------------------------|-----------------|---|
| 119 | 11/05/2020 | semimaschera filtrante modello: WB-KN95 | Dongguan Wanbang Medical Technology Co., Ltd) | Motus Energy SRL | Veneto |  |
| 120 | 11/05/2020 | semimaschera filtrante modello: 3M 8210 | 3M Personal Safety Division USA | ENVIROTEK ITALIA SRL | Emilia Romagna |  |
| 121 | 11/05/2020 | visiera protettiva modello: MSAFE 01AP (misura 1) modello: MSAFE 02AP (misura 2) | Mazzucchelli 1849 Spa | Mazzucchelli 1849 Spa | Lombardia |  |
| 122 | 11/05/2020 | semimaschera filtrante, modello: CM 6002 | Jiande ChaoMei Daily Chemicals Co., Ltd. | Rubinetterie 3M srl | Toscana |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|---|-----------------|---|
| 123 | 11/05/2020 | tuta protettiva modello: Coverall isolation clothing mod. Anbang 001, Anbang 002 | Guangzhou Anbang Labor Protection Uniform Co., Ltd | REGIONE PUGLIA sez. protezione civile | Puglia |  |
| 124 | 11/05/2020 | visiera protettiva modello: VI31524 | Tikiservice srl | Tikiservice srl | Lombardia |  |
| 125 | 11/05/2020 | Occhiale a maschera, modello: Zeiss SP1 | CARL ZEISS VISION ITALIA spa | CARL ZEISS VISION ITALIA spa | Lombardia |  |
| 126 | 11/05/2020 | semimaschera filtrante AX-KF95 | Dong Guan Aoxing AV Equipment Co.,Ltd | COMSTARS SRLS | Liguria |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|------------------|-----------------|---|
| 127 | 11/05/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: Su-FM202002 | Guangdong Superduper Group Co.,Ltd. | IKON srls | Marche |  |
| 128 | 11/05/2020 | Respiratory face mask modello: M-9520 | Trust Loyalty & Glory Epoch Network Technology Co., Ltd | White U srl | Veneto |  |
| 129 | 12/05/2020 | facciale filtrante XM777 - modello: del costruttore 8002A | Wenzhou Xunei Technology Co. Ltd.) | General Auto srl | Campania |  |
| 130 | 12/05/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | MODIDEA SRL | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|--------------------------------|-----------------|---|
| 131 | 12/05/2020 | semimaschera filtrante modello: 5220 P2 | Shanghai TJKD Protection Technology Co. Ltd | DALCA antinfortunistica srl | Veneto |  |
| 132 | 12/05/2020 | semimaschera filtrante KN95-01-01 | marca SCKOOGH | Ercolab s.r.l. | Toscana |  |
| 133 | 12/05/2020 | Visiera Smart | Atelier Archiand Srl | Atelier Archiand Srl | Lombardia | n.d. |
| 134 | 12/05/2020 | semimaschera filtrante, trade IVROU modello: IRZY 01 | Guangzhou Carrot Mall Network Technology co. Ltd). | Società Enel SpA | Lazio |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|-----------------------|-----------------|---|
| 134 | 12/05/2020 | modello: IRZY 02 | Guangzhou Carrot Mall Network Technology co. Ltd). | Società Enel SpA | Lazio |  |
| 135 | 13/05/2020 | semimaschera filtrante modello: 9051A | Foshan Nanhai Weijian sanbang protective equipment Technology Co., Ltd | Marigo Italia srl | Campania |  |
| 136 | 13/05/2020 | Self suction filter respirator KN95 – Maschera KN 95 FFP2 NR D marchio Sunjoy, modelli: Headband Folding Type (K1-K100) / Ear Hook folding type (K1-K100) | Guangzhou Sunjoy Auto Supplies Co. Ttd. | B.F.T. SRL | Piemonte |  <p>Revocato a seguito di elementi sopravvenuti</p> |
| 137 | 13/05/2020 | schermo facciale modello: VP20 | Cartesio Fullcard Snc | Cartesio Fullcard Snc | Emilia Romagna |  |



| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|------------------------------|-----------------|---|
| 138 | 13/05/2020 | semimaschera filtrante KN95, GW 0141-2018 | Honeywell Safety Protection Products (Nantong) Co. Ltd | Abbott Rapid Diagnostics srl | Lombardia |  |
| 139 | 14/05/2020 | Visiera protettiva codice VFP-100202 | Top Sailing srl | Top Sailing srl | Sicilia |  |
| 140 | 14/05/2020 | semimaschera filtrante modello T-3101 (TAINUOER) | Sichuan Tenor Technology Co. Ltd. | DAMBO SRL | Puglia |  |
| 141 | 14/05/2020 | maschera facciale Sunjoy K1 | Guangzhou Sunjoy Auto Supplies Co. Ltd | Macron Spa | Emilia Romagna | <p><small>Modello: maschera facciale Sunjoy K1</small></p> <p><small>FOTO DISPOSITIVO</small></p>  <p>Revocato a seguito di elementi sopravvenuti</p> |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|---------------------------|-----------------|--|
| 142 | 15/05/2020 | semimaschera filtrante LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator | Huizhou Lexus lance Technology Co. Ltd. | Shanyao Italia srl | Campania | <p>Importatore: Shanyao Italia srl Modello: LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator Fabbricante: Huizhou Lexus lance Technology Co. Ltd.</p> <p>FOTO DISPOSITIVO</p>  |
| 143 | 15/05/2020 | Semimaschera filtrante, Mat Safe DOR 1510 semimaschera filtrante, 3M 8210 | Quality Safety 1990 ltd 3M CHINA | Tetra Pak Carta S.p.A. | Emilia Romagna |  |
| 144 | 15/05/2020 | riparo/schermo facciale modello: "YLA01" | Zhejiang Elong Printing Co. Ltd | Camomilla srl | Lombardia | <p>FOTO DISPOSITIVO</p>  |
| 145 | 17/05/2020 | semimaschera filtrante FFP2 FACE MUSK modello DRM-9501 marca Odin | Jiangsu Odin Electronic and Technology Co. Ltd. | TIMKEN ITALIA S.r.l. | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|----------------------|-----------------|---|
| 146 | 17/05/2020 | semimaschera filtrante 3M modello: 9502+ | 3M China Co. Ltd. | Eli Lilly Italia Spa | Toscana |  |
| 147 | 18/05/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95, N9 | Dongguan ARUN Industrial co. Ltd | Image group srl | Veneto |  |
| 148 | 18/05/2020 | maschera filtrante Sanbang 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd | Comat s.r.l. | Lombardia |  |
| 149 | 18/05/2020 | Semimaschera filtrante modello: KN 95 (without a nose clip) | Wenzhou Zhongjie Plastic Products Co., Ltd | TRASFLUID SRL | Marche |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-----------------------------|-----------------|---|
| 150 | 18/05/2020 | occhiali R101 | Taizhou Zhantai Glasses Co., Ltd. | Gran Idea S.r.l. | Lombardia |  A photograph of a pair of clear safety glasses with a black frame, placed on a wooden surface next to a ruler for scale. The text "Sample Photo" is visible in the top right corner of the image. |
| 151 | 19/05/2020 | semimaschera filtrante modello: 3M 8210 N95 | 3M | BASF Italia S.p.A. | Lombardia |  A white, cup-shaped respirator with yellow straps and a black filter. It has a "WARNING" label on the front. |
| 152 | 19/05/2020 | semimaschera filtrante FFP2 GM700, fabbricante | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | Farmacia Desenzani sas | Lombardia |  A white, cup-shaped respirator with white straps, shown against a blue background. |
| 153 | 20/05/2020 | semimaschere filtranti, modello: W7120 modello: W7120C | Produttore: Xiamen Lixia Medical Technology Co Ltd | Antinfortunistica Gallo Srl | Lazio |  A white, cup-shaped respirator with white straps, shown against a light brown background. |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|----------------------|---------------------|---|
| 154 | 20/05/2020 | semimaschera filtrante KN95, CM 6002 | Jiande ChaoMei Daily Chemicals Co., Ltd. | FUTURO Srl | Liguria |  |
| 155 | 20/05/2020 | semimaschera filtrante modello: ZC9595 | JIANGXI ZHONGCHEN KEJI CO., LTD | Matteo Quarratesi | Toscana |  |
| 156 | 20/05/2020 | indumento di protezione Coverall 250 (livello di protezione dichiarato: vari livelli) | ChemDefend Co. Ltd | DC Communication Srl | Trentino Alto Adige |  |
| 157 | 20/05/2020 | semimaschera filtrante modello: disposable protective Mask N95 KN95 | Putian Zhogjin Shoes Co. Ltd. | Dataparsec | Lazio |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|---------------------------------|-----------------|---|
| 158 | 21/05/2020 | occhiali a maschera modello: MOWAY 17 | Ningbo Laida Automotive Technology Co. | Marvis srl | Lombardia |  |
| 159 | 21/05/2020 | visiera protettiva, modello: Face Shield/Visiprox Elite | Trade Art 2000 | Trade Art 2000 | Lazio |  |
| 160 | 21/05/2020 | semimaschera filtrante, modello: 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective equipment Technology Co. Ltd | CTG S.r.l. | Emilia Romagna |  |
| 161 | 21/05/2020 | visiera (DPI III cat), modello: Sogimi - PGM05 | Pigomma SpA (Gruppo Sogimi). | Pigomma SpA (Gruppo Sogimi). | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|------------------|-----------------|---|
| 162 | 21/05/2020 | semimaschera filtrante KN95, Honeywell serie H901, modelli H1005591, H1005590, H1005593, H1005594 | Honeywell Safety Protection Products Nantong Co. Ltd | Abbott srl | Lazio |  |
| 163 | 22/05/2020 | semimaschera filtrante modello: 1206 | Yantai Lisong Safety Technology Co. Ltd | 1026 srls | Umbria |  |
| 164 | 22/05/2020 | visiera protettiva, Safety Visor FMPC 010.00 | Maxi Studio srl | Maxi Studio srl | Veneto |  |
| 165 | 22/05/2020 | semimaschera filtrante KN95, modello: PTMYKZ-01 | Homar Bio-Technology Guangzhou Holding Co. Ltd. | Promosafe S.r.l. | Toscana |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|------------------------|---|
| 166 | 22/05/2020 | semimaschera filtrante Jeliton Protective Face Mask, modello: Jeliton KN95 | Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory | KOMAG SAS | Trentino Alto Adige |  |
| 167 | 23/05/2020 | maschera facciale monouso GM700 FFP2 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | Exodus Europe Srl | Lazio |  |
| 168 | 23/05/2020 | semimaschera filtrante modello: U-Mask 2001 | Universal Safety Product Ltd. | Tetra Pak Carta S.p.A. | Emilia Romagna |  |
| 169 | 23/05/2020 | semimaschera filtrante modello: N99 (KN95) | Xuzhou BDS Sanitary Products | Regione Puglia - Protezione Civile | Puglia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|------------------------|-----------------|---|
| 170 | 25/05/2020 | disposable medical protective coverall (livello di protezione \geq 5) | Guangdong Benruson Medical Products Co., Ltd. | BP SAN PIETRO S.r.l.s. | Lazio |  |
| 171 | 25/05/2020 | semimaschera filtrante KN95 3D Mask G035 Goldshield | Suzhou Letian Protective Products Co. Ltd. | I.C.R. S.p.A. | Lazio |  |
| 172 | 26/05/2020 | semimaschera filtrante, modello: LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator | Huizhou Lexuslance Technology Co.Ltd. | SOLISOL SRL | Calabria |  |
| 173 | 26/05/2020 | semimaschera filtrante modello: "Self priming filter type antiparticle respirator 9051°" | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd.). | FIRETEL ASSISTANCE SRL | Lazio |  |


| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|----------------|-----------------|---|
| 174 | 26/05/2020 | semimaschera filtrante KN95 Modello WS9500 | Dong Guan Wei Sheng Medical Technical Enterprise Limited | Promoline Srl | Lombardia |  |
| 175 | 26/05/2020 | dispositivo KN9, brand KINGS RAM | Hangzhou Kings Ram Biomedical Technology Co. Ltd. | C.O.I.R.T. Srl | Toscana |  |
| 176 | 26/05/2020 | semimaschera filtrante - FFP2 KN95 - Arun N9 | Dongguan Arun Industrial Co, Ltd. | BSC SpA | Emilia Romagna |  |
| 177 | 26/05/2020 | facciale filtrante modello MX 5005 FFP2 | Jinhua Meixin Protective Equipment Factory | Socepi s.r.l. | Umbria |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|--------------------------|-----------------|---|
| 178 | 26/05/2020 | facciale filtrante modello: NFMSK01 | Hangzhou Deefine Filtration Technology Co. Ltd. | Nuova S.B. System srl | Lombardia |  |
| 179 | 26/05/2020 | guanti in nitrile modello: HY-1901 | Dong Tai City Huayi gloves Co., Ltd. | LEGNOART S.r.l. | Lombardia |  |
| 180 | 27/05/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: WS9500 | Dong Guan Wei Sheng Medical Technical Enterprise Limited | Yakkyo srl | Puglia |  |
| 181 | 27/05/2020 | maschera granfacciale da snorkeling collegata tramite un opportuno adattatore denominato APA ad un filtro di tipo P3 | Mestel Safety Srl | Mestel Safety Srl | Liguria |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|-------------------------------|-----------------|---|
| 182 | 27/05/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 Jeliton | Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory | Spice Up Italia srl | Emilia Romagna |  |
| 183 | 28/05/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 | Weisong Industrial Co., Ltd. | Flash Trading Group s.r.l. | Campania |  |
| 184 | 28/05/2020 | semimaschera facciale KN95 Face MASK Arun N9 | DONGGUAN ARUN INDUSTRIAL Co., Ltd | Società Focelda S.p.A. | Campania |  |
| 185 | 28/05/2020 | semimaschera filtrante FFP2 modello NFMSK 01 | Hangzhou Deefine Filtration Technology Co., Ltd | Evogroup Srl | Puglia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|--------------------------------|-----------------|---|
| 186 | 28/05/2020 | schermo facciale ACHILLE | IBIS SRL | IBIS SRL | Campania |  |
| 187 | 28/05/2020 | semimaschera filtrante KN 95 trade mark Shuyian | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd. | Nevia Biotech srl | Campania |  |
| 188 | 28/05/2020 | semimaschera filtrante KN 95 | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd. | Roadrunnerfoot Engineering srl | Lombardia |  |
| 189 | 28/05/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 Jeliton | Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory | SAMIC SPA | Lombardia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|----------------|-----------------|---|
| 190 | 29/05/2020 | semimaschera filtrante modello: AX-KF95 | Dong Guan Aoxing AV Equipment Co., Ltd. | NoiTutti SRL | Sicilia |  |
| 191 | 29/05/2020 | Semimaschera filtrante ZC9595 | Jiangxi Zhon-gchen Keji Co., Ltd | Promoline Srl | Lombardia |  |
| 192 | 29/05/2020 | semimaschera filtrante, modello: KN95A | Shandong INF medical Technology Co., Ltd | BCM srl | Emilia Romagna |  |
| 193 | 03/06/2020 | semimaschera filtrante modello: "Self priming filter type antiparticle respirator 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd | NBL Vitolo srl | Campania |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|----------------|-----------------|---|
| 194 | 04/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: PTMYKZ-01 | Homar Bio-Technology (Guanshou) Holding Co. Ltd | Ebizlab S.r.l. | Calabria |  |
| 195 | 04/06/2020 | facciale filtrante modello MX 2005 | Jinhua Meixin Protective Equipment Factory Co.,Ltd, | Cura Farma Srl | Campania |  |
| 196 | 04/06/2020 | Visiera protettiva TPL Type 1 Face Visor protective Eyewear | Trascend Packaging LTD | | Regno Unito |  |
| 197 | 04/06/2020 | schermo facciale KIT SMART SHIELD VIS-3DFS | Smart Lab Industrie 3 D Srl | | Puglia | FOTO DISPOSITIVO  |


| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-------------------------|-----------------|---|
| 198 | 04/06/2020 | facciale filtrante modello MX-2016V | Jinhua Meixin Protective Equipment Factory Co.,Ltd | Cura Farma Srl | Campania |  |
| 199 | 04/06/2020 | schermo facciale MASK-19 modelli: 250 e 375 | Papergraf International S.r.l. | | Veneto |  |
| 200 | 04/06/2020 | semimaschera filtrante "KN95 trade mark Shuyian" | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd | Luca e Paolo Barra Srlu | Campania |  |





Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2020





EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO





La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.

Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|---------------|-----------------|---|
| 201 | 04/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd | Mirafan srl | Lazio |  |
| 202 | 04/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 trade mark Shuyian | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd | Yakkyo srl | Puglia |  |
| 203 | 04/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd | Nutrileya srl | Emilia Romagna |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|--|
| 204 | 05/06/2020 | tuta protettiva monouso modello: FS200 | Changzhou Aiji Non- Wovens Co., Ltd, distribuita da Speed (Shanghai) Limited | Rabe 23 Srls | Lazio |  <small>FOTO DISPOSITIVO</small> |
| 205 | 05/06/2020 | semimaschera filtrante Self priming filter type antiparticle respirator 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd | FSG INTERNATIONAL | Abruzzo |  |
| 206 | 05/06/2020 | facciale filtrante modello: SJ 2278 | JINHUA CITY SHENGJIE LABOR PRODUCTS FACTORY | TECHFIND di Giuseppe Buluggiu | Sardegna |  |
| 207 | 05/06/2020 | visiere modello TEKVP-PL, TEKVP-PLF | Tekspan S.p.A. | | Piemonte |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|-------------------------------|-----------------|---|
| 208 | 08/06/2020 | mascherina facciale protettiva monouso FFP2 KN95-01-01 | Produttore: Jiangsu Feng Ai Medical Technology Co., Ltd | Global Marine Supplies S.p.a. | Liguria | <p>FOTO DISPOSITIVO</p>  |
| 209 | 08/06/2020 | Facciale Filtrante mod. Filtration respirator Model CARE002 | Careable Biotechnology Co., Ltd | Calsag | Lombardia |  |
| 210 | 08/06/2020 | semimaschera filtrante LK-003 | Huizhou Lexuslance Technology Co., Ltd | Etabeta Srl | Lombardia | <p>MASCHERA FACIALE mod. : LK-003</p>  |
| 211 | 08/06/2020 | dispositivi filtranti: modello: DTC3Z N95 | prodotti da Shangai Dasheng Health Products Manufacture Co. Ltd | Coop Italia Soc. Cooperativa | Emilia Romagna |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------|---|
| 211 | 08/06/2020 | modello: DTC3B N95 | prodotti da Shangai Dasheng Health Products Manufacture Co. Ltd | Coop Italia Soc. Cooperativa | Emilia Romagna |  |
| | | modello: DTC3W N95 | | | |  |
| | | modello: DTC3X N95 | | | |  |
| | | modello: SEKURA-321 | Makrite Industries Inc. external icon | | |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|------------------------------|-----------------|---|
| 212 | 08/06/2020 | dispositivo Filtering Half Mask KN95 | JIANGSU JINLU GROUP MEDICAL DEVICE CO, LTD | Prime srl | Lazio |  |
| 213 | 08/06/2020 | Semimaschera filtrante KN95 modello ZC9595 | JIANGXI ZHONGCHEN KEJI CO., LTD. | T-Rade srl | Lombardia |  |
| 214 | 09/06/2020 | maschera facciale monouso GM700 FFP2 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | Rabe 23 srls | Lazio |  |
| 215 | 10/06/2020 | semimaschera filtrante modello: LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator | Huizhou Lexuslance Technology Co., Ltd. | YAWYB International Sourcing | Liguria |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|---|-----------------|--|
| 216 | 10/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: S9300, marchio SDI LIYUAN | Shenzhen Source Innovation Technologies Co., Ltd. | Well Factory s.r.l | Piemonte |  |
| 217 | 10/06/2020 | Semimaschera filtrante modello: S9402 | Shenzhen Source Innovation Technologies Co., Ltd | B.M. s.r.l. | Toscana |  semimaschera: S9402 (pratica n°4597) Produttore: Shenzhen Source Innovation Technologies Co. Ltd |
| | | Semimaschera filtrante modello: SY9600 | Tongcheng Shenyou Health Material Co., Ltd | | |  Modello semimaschera: SY9600 pratica n°4771 del 30 aprile 2020 Produttore: Tongcheng Shenyou Health Material Co. Ltd |
| 218 | 10/06/2020 | semimaschera filtrante modello: GM700 FFP2 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | Top Speed (Shanghai) Limited REFERENTE IN ITALIA: TOCCACELO ENRICO | Lazio |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|--|-----------------|---|
| 219 | 10/06/2020 | indumento protettivo monouso (tuta) modello: FS200 | Changzhou Aiji Non-Wovens Co., Ltd. | Top Speed (Shanghai) Limited REFERENTE IN ITALIA: TOCCACELO ENRICO | Lazio |  |
| 220 | 10/06/2020 | dispositivo di protezione individuale modello: KN95 C-PEF99 | ZHANGJIAGANG 56 FRIENDS MASKS CO., LTD | MODIGLIANI S.r.l. | Lombardia |  |
| 221 | 10/06/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 W7120 trademark: CHIEFDON | XIAMEN LIXIA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Galileo SpA | Lazio |  |
| 222 | 11/06/2020 | facciale filtrante modello: KLT01 - Laianzhi serie 9102A | Zhongshan Saifute Labor Protective Articles Co., Ltd | Inalca Food & Beverage Srl | Emilia Romagna |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|----------------------------|-----------------|---|
| 223 | 11/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: HUATE HT9210 | Shenzhen Aidacom Cleantech Co, Ltd. | Iper Montebello SpA | Lombardia | FOTO DISPOSITIVO  |
| 224 | 11/06/2020 | semimaschera filtrante modello: 3M9501+ | 3M CHINA | FSG INTERNATIONAL | Abruzzo |  |
| 225 | 11/06/2020 | Particle filtering half mask, modello: BS-9502 C | Fabbricante: Suzhou Bolis Medical Technology Co., Ltd. | Rubinetterie 3M Srl | Toscana |  |
| 226 | 11/06/2020 | semimaschera filtrante modello: JNEYL JN-95-1 | Changsha Jneyl Medical Equipment Co., Ltd | SICUREZZA & SERVIZI SRL | Sicilia |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|-----------------------|-----------------|---|
| 227 | 11/06/2020 | Facciale Filtrante Easewell FFP2 modello: D13003 | Medical Device Branch of Zhanghou Easepal Industrial Co., Ltd | DESA S.R.L. | Puglia |  |
| 228 | 11/06/2020 | visiera modello: Aurora CHS01 | AURORA Creative Home Solution srl | | Lazio |  |
| 229 | 12/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: 3007, marchio Lindun nome commerciale SIR 45165BB | Nantong Lindum Safety Science & Technology Co., Ltd | SIR Safety System Spa | Umbria |  |
| 230 | 15/06/2020 | Prodotto 1: EXOR cod.9390105/9390155 Occhiali (DPI II CAT.) | Infield | 2 EMMETI srl | Toscana |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|------------|--------------|-----------------|---|
| 230 | 15/06/2020 | Prodotto 2: PANTOR GA 166 BT 349 CE "02-PANTOR Occhiali a maschera (DPI III cat) | Infield | 2 EMMETI srl | Toscana |  |
| | | Prodotto 3: 4303 PC Occhiali a maschera (DPI III cat.) | ENHA | | |  |
| | | Prodotto 4: 4304 Occhiali a maschera (DPI III cat) | | | |  |
| | | Prodotto 5: 4430 TOMCAT Face Shield Visiera (DPI III cat) | | | |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|-----------------------------|-----------------|---|
| 231 | 15/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: PTMYKZ-01 | Homar Bio-Technology (Guangzhou) Holding Co., Ltd | F.B. di Cremasco Massimo | Toscana |  |
| 232 | 15/06/2020 | semimaschera filtrante modello: ZYKN95 | Zhangjiagang Zhiyi Medical Health Products Co., Ltd. | Medical Commerce S.r.l | Campania | FOTO DISPOSITIVO  |
| 233 | 12/06/2020 | VISIERA modello: EASY SHIELD | SE.SA.MO Promotion s.r.l. | | Lombardia |  |
| 234 | 15/06/2020 | semimaschera filtrante modello: FM0201-996 | Zhejiang Lily Underwear Co, Ltd. | La Sorgente srl | Lazio |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|-------------------|-----------------|---|
| 235 | 15/06/2020 | semimaschera filtrante modello: YX009 - KN95 particle filtering half mask | Hunan Eexi Technology&Service Co. Ltd | DUEVAR2 SRL | Lombardia | n.d. |
| 236 | 12/06/2020 | visiera Bi screen | Bizeta S.r.l. | | Veneto | FOTO DISPOSITIVO  |
| 237 | 16/06/2020 | semimaschera filtrante, K-01, K-02, Protective Mask KN95 | Tengzhou Huabao Sanitary Products Company | Eco.Tech Srl | Lazio |  |
| 238 | 16/06/2020 | semimaschera filtrante modello: HXZX17 | Zhongshan Huaxia Star Gift Technology Co., Ltd. | Farmacia San Vito | Campania |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|----------------------------|-----------------|---|
| 239 | 16/06/2020 | semimaschera filtrante modello ZK601 | Zhangkang protective equipment technology (Guangzhou) | Federico Pasquale | Lombardia |  |
| 240 | 17/06/2020 | semimaschera filtrante "Self priming filter type antiparticle respirator 9051A" | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd. | San Marco srl | Puglia |  |
| 241 | 17/06/2020 | mascherina facciale protettiva monouso FFP2 KN95-01-01 | Jiangsu Fengai Medical Technology Co., Ltd | Beauty & Service House srl | San Marino | FOTO DISPOSITIVO  |
| 242 | 17/06/2020 | 1. Occhiale trasparente modello: BF001 | WENZ-HOU SUNMAX INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | Dario Rossi | Toscana |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|------------------|-----------------|---|
| 242 | 17/06/2020 | 2. Occhiale nero trasparente modello: SA286 | CO-WORLD TECHNOLOGY CO., LTD | Dario Rossi | Toscana |  |
| | | 3. Visiera paraspruzzi modello: BF004 | WENZHOU SUNMAX INTERNA-TIONAL TRADE CO., LTD | | |  |
| 243 | 18/06/2020 | camice di protezione individuale WG0148N | Betatex S.p.a. | | Umbria | n.d. |
| 244 | 18/06/2020 | facciale filtrante modello: MASK KN95 | Qingdao Weida Machinery Manufacturing Co., Ltd | GSI Lucchini SPA | Toscana |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--|-----------------|---|
| 245 | 19/06/2020 | occhiali DPI II categoria - modello: Goggle TFS-15 | COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNAM SPA | | Campania |  |
| 246 | 19/06/2020 | mascherina facciale protettiva monouso FFP2 KN95-01-01 | Jiangsu Fengai Medical Technology Co., Ltd. | Parafarmacia Decaroli di Doragh Achraf | Liguria |  |
| 247 | 19/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 pieghevole monouso, marca Dafi | Hangzhou Haoyue Personal Care Co., Ltd | Novamedical srl | Calabria |  |
| 248 | 19/06/2020 | semimaschera filtrante, modello: YD-KN95-001 | Huizhou Yingda Medical Supplies Co., Ltd. | Top Speed (Shanghai) Limited REFERENTE IN ITALIA: TOCCACELO ENRICO | Lazio |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--|-----------------|---|
| 249 | 19/06/2020 | Semimaschera filtrante modello Govek - Respiratory protective mask G950 (o Govek KN95/FFP2 Protective Face | GOVEK (SHANGHAI) MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Macron Spa | Emilia Romagna |  |
| 250 | 19/06/2020 | semimaschera filtrante, modello: KN95 3D mask | Zhangjiagang Zhiyi Medical Health Products Co., Ltd | WiTrade s.r.l. | Lazio |  |
| 251 | 19/06/2020 | riparo/schermo facciale, modello: YLA01 | Zhejiang Elong Printing Co., Ltd. | Consorzio Three Trading 2009 | Veneto | FOTO DISPOSITIVO  |
| 252 | 19/06/2020 | maschera facciale monouso GM700 FFP2 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | Future Technology di Francesco Dufrusine | Abruzzo | FOTO DISPOSITIVO  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-----------------------------|------------------------|---|
| 253 | 19/06/2020 | facciale filtrante modello: generico "KN95" (livello di protezione dichiarato KN95) | Guangzhou Guanhua Labor Insurance Products Co., Ltd. | UNIPRO & Consulting GmbH | Germania |  |
| 254 | 22/06/2020 | semimaschera filtrante Respiratory face mask M-9520 | Trust Loyalty & Glory Epoch Network Technology Co., Ltd. | Demar Hospital Srl | Lazio |  |
| 255 | 22/06/2020 | facciale filtrante modello: AX-KF95 | DONGGUAN AOXING AV EQUIPMENT CO., Ltd. | El. Italia Srl | Lombardia |  |
| 256 | 22/06/2020 | indumento di protezione COVERALL 250 | CHEMDEFEND CO., LTD. | DC Communication Srl | Trentino Alto Adige |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|----------------------------------|-----------------|---|
| 257 | 22/06/2020 | occhiali a maschera modello: 8533V | Kunshan Daiyo Industries Co., Ltd. | United Risk Management S.p.A. | Lombardia |  |
| 258 | 22/06/2020 | tuta Protettiva Peuterey DPI (PED 3695) | PEUTEREY SRL | | Lombardia |  |
| 259 | 22/06/2020 | facciali filtranti modello: FT-N040 | Suzhou Fangtian Industries Co. Ltd. | ACTi Digital GmbH | Germania |  |
| | | facciali filtranti modello: FT-N058 | | | |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---|
| 260 | 22/06/2020 | 1. Occhiale Protective Glass DPI | Dental World srl di Volpicella Michele | | Puglia |  |
| | | 2. Visiera Galaxy | | | |  |
| | | 3. Visiera Vision | | | |  |
| 261 | 23/06/2020 | Semimaschera filtrante modello: C9595 | Jiangxi Zhongchen Keji Co. Ltd | AELLECI TRADING srl | Puglia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--------------------------|-----------------|---|
| 262 | 23/06/2020 | semimaschera filtrante modello: ZC9595 | Jiangxi Zhongchen Keji Co., Ltd. | New Light Insight srl | Lombardia |  |
| 263 | 23/06/2020 | semimaschera filtrante modello: AX-KF95 | Dongguan Aoxing Audio Visual Equipment Co., Ltd. | Sinutan srls | Puglia |  |
| 264 | 23/06/2020 | Semimaschera filtrante modello: AM06 | SHENZHEN CYX TECHNOLOGY CO. LTD. | Camomilla Srl | Lombardia |  |
| 265 | 23/06/2020 | semimaschera filtrante modello: KY2020 | KANGYUAN HEALTH TECHNOLOGY CO.LTD | AUDES Group Srl | Veneto |  |


| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|--------------------------|-----------------|---|
| 266 | 24/06/2020 | Semimaschera filtrante KN95 protective Mask (codice identificativo: XIKII) | Dongguan Sengtor Plastics Products Co., Ltd. | Farmacia SACCA | Emilia Romagna |  |
| 267 | 24/06/2020 | semimaschera filtrante modello: 8002A | Wenzhou Xumei Technology Co., Ltd | Alessia Calzature Srl | Campania |  |
| 268 | 24/06/2020 | semimaschera filtrante modello: ZK601 | ZHONGKANG PROTECTIVE EQUIPMENT TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO. LTD. | COCOMPANY Srl | Marche |  |
| 269 | 24/06/2020 | Visiera SIMA 192022 | SIMA SRL | | Abruzzo |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-------------------|-----------------|---|
| 270 | 20/06/2020 | semimaschera filtrante modello: AX-KF95 | Dongguan Aoxing Audio Visual Equipment Co. Ltd. | Global Holz Srls | Veneto |  |
| 271 | 25/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 | Changzhou Jinpeng Medical Equipment Co., Ltd | G.A.P. Srl | Lazio |  |
| 272 | 25/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: GK 3002 | Xiamen Gaoke Anti- Static Equipment Co., Ltd. | Galliano Walter | Piemonte |  |
| 273 | 25/06/2020 | Semimaschera filtrante modello: AC9503 | AC MOULD Limited | Fisiosviluppi Srl | Sicilia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---|
| 274 | 25/06/2020 | Semimaschera filtrante KN95 YH-9500 | Guanyang Yunhan Textile Co., Ltd. | D&C Srl | Lombardia |  |
| 275 | 25/06/2020 | Semimaschera filtrante DK-033D | Dakang Medical Equipment Factory | Euracom Sas di Giorgio D'Emilio & C. | Lombardia |  |
| 276 | 28/06/2020 | Facciale filtrante modello: CD9501 | Chenge Technology Co., Ltd. | CA-MI Srl | Emilia Romagna |  |
| 277 | 28/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd. | Alessia Calzature Srl | Campania |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-------------------------------|-----------------|---|
| 278 | 28/06/2020 | semimaschera filtrante modello: "TOMASHI KN95" | Hui Zhou Hui Pu Electronic Co., Ltd. | FAR Srl | Campania |  |
| 279 | 28/06/2020 | semimaschera filtrante modello: 39295F | Ningde Sangmi Medical Equipment Co., Ltd. | Glong Italy Srl | Marche |  |
| 280 | 26/06/2020 | Semimaschera filtrante modello: "Self priming filter type antiparticle respirator 9051A" | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Tecnology Co., Ltd. | NGM Srl | Toscana |  |
| 281 | 28/06/2020 | Tuta Protettiva modello: SURE 160/180 | Hebei Surezen Medical Protective Products Co., Ltd. | Comitek Hospital Products Srl | Emilia Romagna |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|---|------------------------|---|
| 282 | 28/06/2020 | visiera protettiva, modello: MIM-F-02 | Shaanxi Bio Regenerative Medicine Co., Ltd. | Brekka Srl | Lombardia |  |
| 283 | 28/06/2020 | Semimaschera filtrante, XL-EP001 | ZHEJIANG XIELI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | Energy Planet Srl | Veneto |  |
| 284 | 28/06/2020 | Semimaschera filtrante, TYKN95-20412 | JIAXING TONGYUE MEDICAL DEVICES CO. in tutta la documentazione JIAXING TONGYUE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. | FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOCIETA' COOP. | Trentino Alto Adige |  |
| 285 | 28/06/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 | Gaungzhou Haizhu District Zexin Textile Factory | Fin Grou Srl | Lombardia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|-------------------------------------|-----------------|---|
| 286 | 29/06/2020 | semimaschere filtranti KN100 modello: N99C | Neolithic Tech Co., Ltd. | Brekka Srl | Lombardia |  |
| | | semimaschere filtranti KN100 modello: N99W | | | |  |
| 287 | 30/06/2020 | semimaschera filtrante, modello: ZK601 | Zhongkang protective equipment technology (Guangzhou) Co., Ltd. | Densamedia di Alessandro Tonelli | Abruzzo |  |
| 288 | 30/06/2020 | semimaschera filtrante modello: LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator | Huizhou Lexuslance Technology Co., Ltd. | GDA srl | Puglia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|-------------------|-----------------|---|
| 289 | 30/06/2020 | visiera modello: DPI MP1 100 | MP1 Srl | | Lazio |  |
| | | visiera modello: DPI MP1 075 | | | |  |
| 290 | 30/06/2020 | semimaschera filtrante modello: LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator | Huizhou Lexuslance Technology Co., Ltd. | Kamae Srl | Veneto |  |
| 291 | 30/06/2020 | semimaschera filtrante KN95 iCare2-9500 | Shenzhen Century Health Medical Technology Co., Ltd. | Medheca Trade Srl | Piemonte |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|---|
| 292 | 30/06/2020 | semimaschera filtrante modello: SF-K01 | Zhejiang Shunfa Safety Technology Co.,Ltd. | Sanitaria Shop snc | Marche |  |
| 293 | 30/06/2020 | tuta protezione corpo monouso SPFH001 | Fujian Safetech Protection Co., Ltd. | Brandart Image Packaging srl | Lombardia |  |
| 294 | 30/06/2020 | Semimaschera filtrante, modello: KN95 | ZHEJIANG BAIYI INTELLIGENT GARMENT CO., LTD. | BREKKA srl | Lombardia |  |
| 295 | 30/06/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 YD-002 without valve - trademark YPHD | Guangdong Yidao Medical Technology Co., Ltd | Densamedia di Alessandro Tonelli | Abruzzo |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|--------------------------------|---------------------|---|
| 296 | 01/07/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 | Wenzhou Zhongjie Plastic Products Co., Ltd. | Hermet srl | Lombardia |  |
| 297 | 01/07/2020 | semimaschere filtranti modello: KN95A, KN95B, KN95C, KN95D, KN95E | Fabbricante: Shandong INF Medical Technology co ltd | Almaca Srl | Trentino Alto Adige |  |
| 298 | 01/07/2020 | Facciale Filtrante modello: KLT01 Laianzhi serie 9102A | Zhongshan Saifute Labor Protective Articles Co., Ltd | Mandarina Duck Spa | Lombardia |  |
| 299 | 01/07/2020 | semimaschera filtrante modello NFMSK01 | Hangzhou Deefine Filtration Technology Co., Ltd. | G&C Industrial Provider S.r.l. | Marche |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-----------------|-----------------|---|
| 300 | 01/07/2020 | semimaschera filtrante - Self priming filter type antiparticle respirator 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd. | L10 Trading srl | Lombardia |  |





Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2020




EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO





La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.





Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|------------------|-----------------|---|
| 301 | 01/07/2020 | maschera protettiva "non powered air-purifying particle respirator" modello: WN951 (KN95 senza valvola) | Weini Technology Development Co., Ltd. | Italian Soul srl | Veneto |  |
| 302 | 01/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: SP1981 FFP2 NR without valve | Govek | Macron SpA | Emilia Romagna |  |
| 303 | 01/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: 1 KP001 | WUHU KOU PIN PROTECTIVE PRODUCTS, CO., LTD. | SELETTRA SPA | Basilicata |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|-----------------------------------|-----------------|---|
| 304 | 01/07/2020 | KN95 MASK | Wenzhou Zhongjie plastic products CO., Ltd. | VALOTTICA di VALMASSONI APOLLONIO | Veneto |  |
| 305 | 01/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN 95 RESPIRATOR | SHANGHAI HUAXIANG WOOLEN DRESSING CO., LTD. | Galvani srl | Emilia Romagna |  |
| 306 | 01/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: AX-KF95 | DongGuan Aoxing Audio Visual Equipment Co., Ltd. | Z2N SRL | Liguria |  |
| 307 | 01/07/2020 | maschera facciale Purism KN95 | Shandong Daddy's Choise Health Science and Technology | So.Se.PHARM S.r.l. | Lazio |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|--------------------|-----------------|---|
| 308 | 02/07/2020 | semimaschera filtrante modello: 3M 8210 | 3M CHINA | SMA srl | Veneto |  |
| 309 | 02/07/2020 | semimaschera filtrante modello: Sanbang 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd | BE-MA s.a.s. | Lombardia |  |
| 310 | 02/07/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 PTMYKZ- 01 | Homar Bio-Technology (Guangzhou) Holding Co, Ltd. | FA-BIO Italia srls | Campania |  <small>General view for KN95-PTMYKZ-01</small> |
| 311 | 02/07/2020 | semimaschera filtrante modello: MX-2005 | Jinhua Meixin Protective Equipment Factory Co.,Ltd. | Imagro Spa | Lombardia | n.d. |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|---------------------------|-----------------|---|
| 312 | 02/07/2020 | Facciale filtrante modello: LT-S3141 | SUZHOU LETIAN PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD. | AlfaMed S.r.l. | Marche |  |
| 313 | 02/07/2020 | semimaschera filtrante FFP2 (tipo KN95) | Wenzhou Zhongjie Plastic products Co., Ltd. | Ottica Salani Sas | Emilia Romagna |  |
| 314 | 02/07/2020 | Semimaschera filtrante, FFP2 NRMASK - HGTN952 | ANHUI HUAGUOTANG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | ETI20 S.R.L. | Lombardia |  |
| 315 | 02/07/2020 | Particulate Respirator LN- M01 | Guangzhou Renault Biotechnology Co., Ltd. | MAS di Meriggi Daniela | Marche |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|--|-----------------|---|
| 316 | 02/07/2020 | Guanti monouso in vinile | prodotti da Shandong Medical Products Co., Ltd. | BA Consult | Veneto |  |
| 317 | 02/07/2020 | semimaschera filtrante SanBang modello: 9051A | Foshan Nanhai Weijian sanbang protective equipment Technology Co., Ltd. | EN FUTURE | Veneto |  |
| 318 | 03/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: MF9501 | Jiangmen Mei Fang Biotechnology Co., Ltd. | S.I.C. TURISMO SRL | Lazio |  |
| 319 | 03/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: 1DTC3X | SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS MANUFACTURING CO. Ltd. | SANAC SpA in Amministrazione Straordinaria | Lombardia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|---------------------|-----------------|---|
| 320 | 03/07/2020 | Semimaschera filtrante, PURISM KN 95 | SHANDONG DADDY'S CHOICE HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. Ltd. | 1026 S.R.L.S. | Umbria |  |
| 321 | 03/07/2020 | semimaschera filtrante, modello: LSD008 | Shandong C.I.R.S. Garments Co., Ltd. | Polonord Adeste Srl | Emilia Romagna |  |
| 322 | 03/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: BF-AM | Fabbricante Henan Huibo Medical Co. Ltd. | New Worlds Srls | Lazio |  |
| 323 | 03/07/2020 | semimaschera filtrante 9100 | Anhui Qingqing Labor Protection Mask Co. Ltd. | OFFER SRL | Piemonte |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|----------------------------|---------------------|---|
| 324 | 03/07/2020 | Semimaschera filtrante, MS-P95 | prodotto da Dongguan Meite Industry Co.Ltd. | CR Group srl | Lombardia |  |
| 325 | 05/07/2020 | semimaschera filtrante modello: Starbuss S-KN95 | Jiangxi Homet Industrial Co. Ltd. | NGM SRL | Toscana |  |
| 326 | 05/07/2020 | facciale filtrante modello: SJ-008 | Guangzhou Shengjie Artificial Plants Ltd. | DC Communication Srl | Trentino Alto Adige |  |
| 327 | 05/07/2020 | semimaschera filtrante KN95 3D mask | Zhangjiagang Zhiyi Medical Health Products Co., Ltd. | Veneto Trading Company Srl | Veneto |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|---|
| 328 | 05/07/2020 | Facciale filtrante modello: ALINA-210 | Respiratorniy Kompleks Ltd. | MG online di Mattia Guadagno | Campania |  |
| 329 | 05/07/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 Face Mask | Changsha Jneyl Medical Equipment Co. Ltd. | TECHFIND DI GIUSEPPE BULUGGIU | Sardegna |  |
| 330 | 05/07/2020 | semimaschera filtrante Self priming filter type antiparticle respirator 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd. | SIRAM SPA | Lombardia |  |
| 331 | 05/07/2020 | semimaschera filtrante modello: M-9520 | Trust Loyalty & Glory Epoch Network Technology Co., Ltd. | SKYMed | Emilia Romagna |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 332 | 05/07/2020 | KN95 Protective Mask modello: HXZX17 | Zhongshan Huaxia Star Gift Technology Co., Ltd. | Unimondial Srl | Marche |  |
| 333 | 05/07/2020 | Occhiali a maschera modello: YY009 / YY009A | Guangdong Yijia Optical Technology Co., Ltd. | WORLDWIDE LUXURY CORNER SRL | Lazio |  |
| 334 | 05/07/2020 | maschera facciale modello: QBS-811 | Zhenghou QBS New Material Co. Ltd. | Affidia Srl | Friuli Venezia Giulia |  |
| 335 | 05/07/2020 | semimaschera filtrante modello: 1981 | Shenzhen Pinhai Ecommerce Ltd. | TECHFIND DI GIUSEPPE BULUGGIU | Sardegna |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|---|
| 336 | 05/07/2020 | Protective Mask G9501 | Qingdao Bioforce-aid Technology Co., Ltd. | TECHFIND DI GIUSEPPE BULUGGIU | Sardegna |  |
| 337 | 05/07/2020 | Visiera modello: MDC Mask1 | M.D.C. Design S.r.l. | | Piemonte |  |
| 338 | 05/07/2020 | Visiera modello: 06B | VESTA SRL | | Marche |  |
| 339 | 05/07/2020 | Semimaschera filtrante, GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronics Factory | EZDIRECT SRL | Toscana |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|------------------|-----------------|---|
| 340 | 05/07/2020 | Semimaschera filtrante, GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronics Factory | TSQ Global srl | Piemonte |  |
| 341 | 03/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello Pepco Mask N95/FFP2 | Guangdong Pepco Medical Biotechnology Co., Ltd. | ERTO Srl | Piemonte |  |
| 342 | 06/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 modello: GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | IL GIGLIO S.R.L. | Veneto |  |
| 343 | 06/07/2020 | Visiera, SF-SPR-001-A | SPRING SRL | | Veneto |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|-------------------------------|-----------------|---|
| 344 | 06/07/2020 | Semimaschera filtrante, ACJ KN95 | Zhejiang Lamu Biotechnology Co.Ltd. | Promo 4u Italia S.r.l. | Lazio |  |
| 345 | 06/07/2020 | Semimaschera filtrante, HONGQUAN HQ-95 | SHANDONG HONGHUI LABOR PROTECTION PRODUCTS CO., LTD. | DIALNOVUM SRL | Campania |  |
| 346 | 06/07/2020 | Semimaschera filtrante, A70 SENZOU | Shanghai Weifeng News Materials Technology Co., Ltd. | CHANGSHENG SHENZHOU DUCA | Piemonte |  |
| 347 | 07/07/2020 | facciale filtrante modello: AD-1001 FFP2 NR | AnDum Protective Equipment Technology (Changzhou) Co., Ltd. | TECHFIND DI GIUSEPPE BULUGGIU | Sardegna |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|--|-----------------|---|
| 348 | 07/07/2020 | semimaschera filtrante KN95 brand KINGS RAM | Hangzhou Kings Ram Biomedical Technology Co., Ltd. | NK Raider srl | Lazio |  |
| 349 | 07/07/2020 | maschere intere per la protezione delle vie respiratorie (derivanti da un "gran facciale da snorkeling") modelli: Libera e Unica | SEAC Sub SpA. | | Liguria |  |
| 350 | 07/07/2020 | semimaschera filtrante, modello: ZK601 | Zhongkang Protective Equipment Technology (Guangzhou) Co. Ltd. | Farmacia San Vito della dott.ssa Grimaldi Immacolata sas | Campania |  |
| 351 | 08/07/2020 | visiera modello: XHBS-02 | Shenzhen Xiaohongbao Technology Co., Ltd. | Acquamatic Srl | Lombardia |  |


| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|--|-----------------|---|
| 352 | 08/07/2020 | semimaschera filtrante modello: AX-KF95 | Dong Guan Aoxing AV Equipment Co., Ltd. | Commercio ingrosso legnami e derivati Lo Re Simone | Veneto |  |
| 353 | 08/07/2020 | Indumenti di protezione (DPI III cat), FS200 | Changzhou Aiji Non- Wovens Co., Ltd. | Commercio all'ingrosso materiale sanitario, presidi e materiale dispositivi medici e chirurgici | Lazio |  |
| 354 | 08/07/2020 | semimaschera filtrante antipolvere modello: KN95 Protective Mask | Xiamen Pinztec Co., Ltd. | SLAM SpA | Liguria |  |
| 355 | 09/07/2020 | Guanti monouso (DPI III cat), BS0102-03 Blue Purple | Blue sail medical Co., Ltd. | CONSULENZA E LAVORO SOC COOP | Molise |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|-------------------------------------|-----------------|---|
| 355 | 09/07/2020 | Guanti monouso (DPI III cat), BS0102-01 Blue | Blue sail medical Co., Ltd. | CONSULENZA E LAVORO SOC COOP | Molise |  |
| 356 | 09/07/2020 | Semimaschera filtrante, GM700 | ZHONGSHAN DONGFENG HUANGSHANG ELECTRONIC FACTORY | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA | Toscana |  |
| 357 | 09/07/2020 | Semimaschera filtrante, FFP2 modello:BT-005 | Shangdong Jiangpo Sanitary Products Co., Ltd. | Effeserramenti di Franzone Vittorio | Lombardia |  |
| 358 | 09/07/2020 | Semimaschera filtrante, 2020-1XG MONOUSO KN95 PROTECTIVE MASK | GUANGZHOU HONGYING INDUSTRIAL CO. LTD | ERGOTEC SRL | Abruzzo |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--|-----------------|---|
| 359 | 09/07/2020 | Visiera, Face Shield MZ-5 | KangHua Safety Equipment Manufacturing CO.,Ltd.. | ESTAR | Toscana |  <p>Clear visor made of plastic; white foam and white Vertex power Front / Back surface:</p> |
| 360 | 09/07/2020 | semimaschera filtrante KN95, modello SF-K01 | Zhejiang Shunfa Safety Technology Co., Ltd. | PM2 Service SRL | Veneto |  |
| 361 | 11/07/2020 | semimaschera filtrante modello Self priming filter type antiparticle respirator 9051A" | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd. | LM World Trading di Lo Feudo Gianpiero | Calabria |  |
| 362 | 10/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: AX-KF95 | Dong Guan Aoxing AV Equipment Co., Ltd. | JC-ELECTRONICS ITALIA Srl | Lazio |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|----------------------------|-----------------|---|
| 363 | 10/07/2020 | Visiera, AM3 | SHENZHEN AURORA TECHNOLOGY LIMITED | Pack Services Srl | Lombardia |  |
| 364 | 10/07/2020 | Occhiale a maschera Safety Goggles modello: YF-002 | TAIZHOU YAFENG GLASSES COMPANY LIMITED | Alialux srl | Lombardia |  |
| 365 | 10/07/2020 | Semimaschera filtrante, IRYS | GUANGZHOU Carrot Mall Network Technology Co., Ltd. | MEDI PAINT DI BELTRANDI | Piemonte |  |
| 366 | 10/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: FM0201-966 | ZHEJIANG LILY UNDERWEAR CO., LTD. | Suda Srl | Lazio |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--------------------------------|-----------------|---|
| 367 | 10/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: DFM-01 | Jiangsu ChangMei Medtech Co., Ltd. | GAIA TRADING S.r.l. | Marche |  |
| 368 | 10/07/2020 | visiera Easywear | Giprint S.r.l. | | Veneto |  |
| 369 | 11/07/2020 | Occhiale a Maschera modello: BAILI Z87 | Zhejiang Baili Glasses Co., Ltd. | Sissi s.r.l. Import- Export | Toscana |  |
| 370 | 11/07/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 | Wenzho Zhongjie Plastic Products Co., Ltd. | Linea Bella srls | Emilia Romagna |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--------------------------|---------------------|---|
| 371 | 11/07/2020 | semimaschera facciale monouso GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | TS Quality & Engineering | Emilia Romagna | n.d. |
| 372 | 24/06/2020 | Visiera RMZ001 | Beijing Rongrui-Century Science & Technology Co. Ltd | DC COMMUNICATION SRL | Trentino Alto Adige |  |
| 373 | 11/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: NFMSK01 | PRODUTTORE HANGZHOU DEEFINE FILTRATION TECHNOLOGY CO., LTD. | BIOH FILTRAZIONE SRL | Lombardia |  |
| 374 | 11/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: 9501 | Shandong Zhushi Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Polonord Adeste s.r.l. | Emilia Romagna |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--|-----------------|---|
| 375 | 11/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95-A | DONGGUAN HUAGANG COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., Ltd. | FARMACIA COZZOLINO DI MARIO E CIRO COZZOLINO | Campania |  |
| 376 | 11/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: Filtering Half Mask KN95 - JINLU | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co., Ltd. | MITI S.p.A. | Lombardia |  |
| 377 | 11/07/2020 | Semimaschera filtrante, LK-003 | HUIZHOU LEXUSLANCE TECHNOLOGY CO., Ltd. | SALIN COSTRUZIONI SRL | Campania |  |
| 378 | 12/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 modello: HUATE HT9210 | SHENZHEN AIDACOM CLEANTECH CO., Ltd. | MOLESINI DI MOLESINI DR. PAOLO & C. SAS | Emilia Romagna |  |



| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|
| 379 | 12/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN 95 Anti Bacterial Respirator LK-003 | Huizhou Lexulance Technology Co., Ltd. | XODO STORE SAS | Veneto |  |
| 380 | 13/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 3M 9502+ | 3M CHINA Co., Ltd. | Tonnarini Ottaviano | Lazio |  |
| 381 | 13/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 Respirator (non sterile) modello: HX9501 | Shanghai Huaxiang Woolen Dressing Co., Ltd. | MEB International | Emilia Romagna |  |
| 382 | 13/07/2020 | LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator | Huizhou Lexuslance Technology Co., Ltd. | SYNERGIES ITALIA DI FERRILLO VITTORIO | Campania |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|----------------------------------|-----------------|---|
| 383 | 13/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: 801CN | Foshan San Hu Xin Ye Protective Equipment Technology | PROJECT ITALIA PROMOTIONS SRL | Lazio |  |
| 384 | 13/07/2020 | Facciale Filtrante modello: ANPT P8001B KN95 | Zhejiang Ampson Medical Equipment Co., Ltd. | GENERTEC ITALIA S.R.L. | Lombardia |  |
| 385 | 13/07/2020 | Semimaschera filtrante, Kn95-PTMYKZ-01 | Homar Bio-Tecnology (Guangzhou) Holding Co., Ltd. | Matteo Melchiorri | Emilia Romagna |  <small>General view for KN95-PTMYKZ-01</small> |
| 386 | 13/07/2020 | Semimaschera filtrante, LK-003 | HUIZHOU LEXUSLANCE TECHNOLOGY CO., Ltd. | Consorzio FDT GROUP | Lombardia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|-------------------|-----------------|---|
| 387 | 13/07/2020 | Visiera, WJ2004 | WENZHOU READSUN OPTICAL CO., LTD. | ARES SAFETY SRL | Umbria |  |
| 388 | 13/07/2020 | Facciale Filtrante modello: KN95 | Shanghai Zhongke Hengtong Biomedical Co., Ltd. | C.S.C. Soc. Coop. | Emilia Romagna |  |
| 389 | 13/07/2020 | visiera protettiva safety mask model 5 | P.R.I.S.M.E.D. S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | | Sicilia |  |
| 390 | 14/07/2020 | semimaschera filtrante modello: KLT01 Laianzhi serie 9102A | Zhongshan Saifute Labor Protective Articles Co., Ltd. | Trapper srl | Veneto |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|---------------|--------------------------|---|
| 391 | 14/07/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 Face MASK Arun N9 | DONGGUAN ARUN INDUSTRIAL Co., Ltd. | L.M. srl | Emilia Romagna |  |
| 392 | 14/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: 9502+ Semimaschera filtrante modello: 9501+ | 3M China Co., Ltd. | USCO S.p.A. | Emilia Romagna |  |
| 393 | 14/07/2020 | semimaschera filtrante OM-KN95-FFP2 | Qingdao Orphilia Medical Technology Co., Ltd. | Euroteak srl | Friuli Venezia Giulia |  |
| 394 | 14/07/2020 | Occhiali a maschera, modello: Z78 | Taizhou Shuanglong Shuaye Co., Ltd. | BREKKA S.R.L. | Lombardia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|------------------------|---------------------|--|
| 395 | 14/07/2020 | Semimaschera filtrante, PMK-2202 | SHENZHEN DYNAMIC TECHNOLOGY Co.Ltd. | FOCELDA SPA | Campania | <p>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</p>  <p>Fine del Rapporto</p> |
| 396 | 14/07/2020 | Camice art.81 Rubino (livello di protezione dichiarata: CATEGORIA III, PB6 -B) | IRON SERVICE S.R.L. | | Lombardia |  |
| 397 | 14/07/2020 | semimaschera filtrante, modello: OUDI KN95 | Jiangsu Oudi Medical Technology Co., Ltd. | SARA BSK SRL | Emilia Romagna |  |
| 398 | 14/07/2020 | semimaschera filtrante modello: EU FFP3 Filter MX2016V | Jinhua Meixin Protective Equipment Factory | Varesco trading S.r.L. | Trentino Alto Adige |  |


| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--------------------------|-----------------|---|
| 399 | 14/07/2020 | semimaschera filtrante - modello: AD-1001 | AnDum Protective Equipment Technology (Changzhou) Co., Ltd. | CROIADH CONSULTING OÜ | Estonia |  |
| 400 | 14/07/2020 | Semimaschera filtrante MM95 | SUS ADVANCING TECHNOLOGY CO., Ltd. | La Sorgente Srl | Lazio |  |




Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2020





EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO





La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.





Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---------------------------------------|--|---|-----------------|---|
| 401 | 14/07/2020 | Semimaschera filtrante, WB-KN95 | Dongguan Wanbang Medical Technology Co., Ltd. | MO.MA di Mosca Marco | Campania |  |
| 402 | 14/07/2020 | Semimaschera filtrante, WB-KN95 | Dongguan Wanbang Medical Technology Co., Ltd. | EXODUS EUROPE SRL | Lazio |  |
| 403 | 14/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: 9502 | Guangzhou Powecom Labor Insurance Supplies Co., Ltd. | PRISMA Srl As Full Vat Representative of LSR | Marche |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|-------------------|-----------------|---|
| 404 | 15/07/2020 | visiera protettiva safety mask modello: 3 | P.R.I.S.M.E.D. S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | | Sicilia |  |
| 405 | 15/07/2020 | Semimaschera filtrante di tipo KN95 | WENZHOU ZHONGJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Promoline srl | Lombardia |  |
| 406 | 15/07/2020 | semimaschera filtrante monouso FFP2 KN95 (lotto n. 2020M4JK1 Protective mask) | Anhui Sunshine Home Textile Co. Ltd, | Exclama Srl | Veneto |  |
| 407 | 15/07/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 marca Jeliton | Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory | P&B SOLUTIONS Srl | Lombardia | n.d. |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|---|
| 408 | 15/07/2020 | semimaschera filtrante, modello: SS-002 | Guangdong Seyouse Technology and Culture Co., Ltd. | Brandart Image Packaging Srl | Lombardia |  |
| 409 | 15/07/2020 | semimaschera filtrante modello: "KN95 Greencare | Xiamen Probtain Nonwoven Inc. | El.Ma. Snc | Veneto |  |
| | | modello: MP9016 | | | |  |
| 410 | 15/07/2020 | semimaschera filtrante, modello: GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | Lynx Srl | Friuli Venezia Giulia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|---|
| 411 | 15/07/2020 | semimaschera filtrante KN95 | Dongguan Zhijie Automatic Equipment Co., Ltd. | Pancaldi Group Srl | Campania |  |
| 412 | 15/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: AX KF95 | Dongguan Aoxing AV Equipment Co.,Ltd. | TX MEDIA Srl | Lombardia |  |
| 413 | 15/07/2020 | Visiera modello: CM026A | COMPASS MARINE DI G.G. | | Toscana |  |
| 414 | 15/07/2020 | facciale filtrante Filtration respirator Model CARE002 | Shenzhen Aidacom CleanTech Technology Co. Ltd. per Careable Biotechnolog Co., Ltd. | Effeserramenti di Franzone Vittorio | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|---|
| 415 | 15/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: AD-1001 | AnDum Protective Equipment Technology Co., Ltd | ARTH S.R.L. | Lombardia |  |
| 416 | 15/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: KN95 | Yiwu Lvjian Daily Necessities Co., Ltd. | Compotek S.r.l. unipersonale | Friuli Venezia Giulia |  |
| 417 | 16/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: N9CS1 | YETRUE BUSINESS SHENZHEN LIMITED | L10 TRADING SRL | Lombardia |  |
| 418 | 16/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 | Zhang Zhou Rong Hai Medical Supplies Co., Ltd. | FULVIO DI GENNARO SRL | Campania |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|------------------------------|-----------------|---|
| 419 | 16/07/2020 | Semimaschera filtrante, 3M 8511 N95 Semimaschera filtrante, 3M 8110S N95 Semimaschera filtrante, 3M 9105 N95 | 3M PERSONAL SAFETY DIVISION USA | TEXA DI STEFANO POLICARDI | Emilia Romagna |  |
| 420 | 16/07/2020 | Visiera modello1: ARCOVID 19-01 Visiera protettiva Bambino | ARCHIMEDE S.r.l. unipersonale | | Veneto |  |
| 421 | 16/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: FFP2 - KN95 | Shandong Honghui Labor Protection Products Co., Ltd. | Trancerie Emiliane S.p.A. | Emilia Romagna |  |
| 422 | 16/07/2020 | Semimaschera e quarti di maschera, KN95 | Shandong Honghui Labor Protection Products Co., Ltd. | DALLARA AUTOMOBILI SPA | Emilia Romagna |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--|---------------------|---|
| 423 | 16/07/2020 | Indumenti di protezione (DPI III cat), Isolation Clothes China | Foshan Ruiniu Clothing Co., Ltd. | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI | Trentino Alto Adige |  |
| 424 | 17/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd. | BIOFORMA S.r.l. | Puglia |  |
| 425 | 17/07/2020 | semimaschera filtrante KN95 - Jeliton Protective Face Mask | Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory | Sales Money Srl | Lombardia |  |
| 426 | 17/07/2020 | Indumenti di protezione (DPI III cat), FS200 | Changzhou Aiji Non-Wovens Co., Ltd. | FUTURA HOSPITAL SRL | Lazio |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|-------------------|-----------------|---|
| 427 | 18/07/2020 | semimaschera filtrante modello: "KN95" trade mark SHUYIAN | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd. | MARIMAR SRLS | Emilia Romagna |  |
| 428 | 17/07/2020 | Visiera, FACE SHIELD 2020 | BLU MASK SRL | | Veneto |  |
| 429 | 18/07/2020 | maschera facciale monouso FFP2 modello: GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | Società Helca Srl | Lombardia |  |
| 430 | 17/07/2020 | Semimaschera protettiva BN-01 | Zhejiang Benniao Technology Co., Ltd. | ALFAMED SRL | Marche |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-------------------------------|-----------------|---|
| 431 | 17/07/2020 | Semimaschera filtrante, NB950 | ZHONGSHAN NB MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD. | TRADE INN S.R.L.U. | Lazio |  |
| 432 | 17/07/2020 | Visiera, modello di protezione facciale cod.2345 | D.E.A. PROJECT SRL | | Lombardia |  |
| 433 | 17/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: A70 | Shanghai Weifeng News Materials Technology Co., Ltd. | Tomed Srl | Piemonte |  |
| 434 | 18/07/2020 | semimaschera filtrante modello: ZC9595 | Jiangxi Zhongchen Keji Co., Ltd. | TECHFIND di Giuseppe Buluggiu | Sardegna |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|---|
| 435 | 18/07/2020 | semimaschera filtrante "Self priming filter type antiparticle respirator 9051A" | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co. Ltd., | Arch Srls | Lombardia |  |
| 436 | 17/07/2020 | Semimaschera filtrante, YD-002 (without valve) KN95 - (trademark YPHD) | prodotto da Guangdong Yidao Medical Technology Co., Ltd. | CoMMA Sas di Farina Raffaele & C. | Lombardia |  |
| 437 | 20/07/2020 | semimaschera facciale, modello: MY3D2 | Guangzhou Biofil Air Purifications Materials Co., Ltd. | Capri Srl | Campania |  |
| 438 | 20/07/2020 | Visiera modello: STV001 | Ma.Si. S.r.l. | | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|---|
| 439 | 20/07/2020 | Semimaschera filtrante, PTMYKZ-01 | Homar Bio-Technology (Guangzhou) Holding Co., Ltd. | INNOVACARE SRL | Lombardia |  |
| 440 | 20/07/2020 | Visiera modello: 100001 | UNICOLOR SpA a socio unico | | Friuli Venezia Giulia |  |
| 441 | 20/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 | Jiaxing Yinuo Busway Co., Ltd. | CHARMING EUROPE SRL | Friuli Venezia Giulia |  |
| 442 | 21/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 FFP1-NR | Shenzhen Kalirai Technology Co., Ltd. | L10 TRADING SRL | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|--|-----------------|---|
| 443 | 21/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: MS-P95 | Dongguan Meite Industry Co., Ltd. | T.IM.EX. s.r.l. | Umbria |  |
| 444 | 21/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN 95 Protective Mask trademark Energy Fortress | Trace Element Biotechnology (Guangdong) Co., Ltd. | Wienerberger SPA | Emilia Romagna |  |
| 445 | 21/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: FM0201-966 FFP2 | Zhejiang Lily Underwear Co., Ltd. | Overseas Textile Services s.r.l. | Veneto |  |
| 446 | 21/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: WS-001 | DONGGUAN WEISONG INDUSTRY CO., LTD. | STILO OPTICAL TECHNOLOGY ITALY SRL | Veneto |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|-----------------|-----------------|---|
| 447 | 21/07/2020 | Semimaschera filtrante Modello: V-TAK/VT-KN95 11201 | Zhongshan Huayou Labor Protection Products | DIRECT CCTV SRL | Campania |  |
| 448 | 21/07/2020 | Semimaschera filtrante 9100 (KN95) | Anhui Qingqing Labor Protection Mask Co., Ltd. | 30GRADI S.R.L. | Lazio |  |
| 449 | 21/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: ENKN95-001 Marca: Enhance | MEIZHUANGCHEN HEALTH TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. | MILANBOY SRLS | Lombardia |  |
| 450 | 21/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 | ANHUI QINGQING LABOR MASK Co., Ltd. | FRANGI SABINA | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|---|
| 451 | 21/07/2020 | Semimaschere filtranti modello: CM 600 modello: F-Y3-A | Jiande ChaoMei Daily Chemicals Co., Ltd. | TRAPPER srl | Veneto |  |
| 452 | 21/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 | Shandong Junzhian Shoes Co., Ltd. | Morganti Spa | Lombardia |  |
| 453 | 22/07/2020 | Occhiali T6532 clear ocular | BIG LINE sas di Graziani Lorenzo | | Veneto |  |
| 454 | 22/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 modello: GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | SOCIETA' COOP. G. Toniolo Conscio | Veneto |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|---------------------------|-----------------|---|
| 455 | 22/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 modello: GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronics Factory | Elma Snc | Veneto |  |
| 456 | 22/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: KN95 3D MASK G035 GOLDSHIELD | SUZHOU LETIAN PROTECTIVE PRODUCT CO., LTD. | JACOBI CARBONS ITALIA SRL | Lombardia |  |
| 457 | 22/07/2020 | Indumenti di protezione (DPI III cat), Lomari 120910 | Lomari srl | | Veneto |  |
| 458 | 22/07/2020 | Schermo con visiera fissa SCREEN 1 schermo con visiera basculante SCREEN 2 | Sport e Premi s.n.c. | | Sicilia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|----------------------|-----------------|---|
| 459 | 22/07/2020 | Semimaschera facciale DUST MASK with filter K9211 | ZHONGSHAN SAIFUTE LABOR PROTECTIVE ARTICLES CO., LTD. | BESTE SPA | Toscana |  |
| 460 | 23/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: P8001B | Zhejiang Antipollution Medical Apparatus Co., Ltd. | Sigiltech Srl | Lazio |  |
| 461 | 23/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 filtration respirators - CARE002 | CareAble Biotechnology Co., Ltd. | Agmin S.r.l | Veneto |  |
| 462 | 23/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 modello: GBZK F001 | ShenZhen GBZK Electronics Co., Ltd. | FC Fotoforniture Srl | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|---------------------------------|-----------------|---|
| 463 | 23/07/2020 | Semimaschere facciali modello: LT-C1086 | SUZHOU LETIAN PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD. | FUTURA HOSPITAL SRL | Lazio |  |
| | | modello:LT-C1086T | | | |  |
| 464 | 23/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: KN95 - JNEYL face mask tipo JN-95-1 | Changsha Jneyl Medical Equipment Co., Ltd. | My Genomics srl Unipersonale | Emilia Romagna |  |
| 465 | 23/07/2020 | Semimaschera filtrante, MS-P95 FFP2 marchio: Hoco. | Dongguan Meite Industry Co., Ltd. | BDB Consulting srl | Veneto |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|------------------|-----------------|---|
| 466 | 23/07/2020 | Semimaschera filtrante modello ZC9595 | Jiangxi Zhongchen Keji Co., Ltd. | CAMPEI SRL | Lombardia |  |
| 467 | 23/07/2020 | Semimaschera filtrante modello WB-KN95 | Dongguan Wanbang Medical Technology Co., Ltd. | BA Consult Srls | Veneto | n.d. |
| 468 | 23/07/2020 | Facciale filtrante modello BAGAMASK | Qingdao Haimai International Medical Health Industry Co., Ltd. | BAGATTINI SRL | Lombardia |  |
| 469 | 23/07/2020 | Semimaschera filtrante "Self priming filter type antiparticle respirator 9051A" | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd. | DIALNOVUM S.r.l. | Campania |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|-------------------|-----------------|---|
| 470 | 24/07/2020 | Semimaschera filtrante "TOMASHI KN95" | Hui Zhou Hui Pu Electronic Co., Ltd. | Global Holz srls | Veneto |  |
| 471 | 24/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 (HG-2) | Dongguan HuaGang Communication Technology Co., Ltd. | Fisiosviluppi srl | Sicilia |  |
| 472 | 24/07/2020 | 1. Semimaschera filtrante, MX-2016V 2. Semimaschera filtrante, MX-2005 3. Semimaschera filtrante, GM700 | Jinhua Meixin Protective Equipment Factory Co.,Ltd. Jinhua Meixin Protective Equipment Factory Co.,Ltd. Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | CURA FARMA SRL | Campania |  |
| 473 | 24/07/2020 | Facciale filtrante modello KN95 Xifulan | Meihua cosmetics (Huizhou) Co., Ltd. | Apogeo Srl | Lazio |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|--------------------|-----------------|---|
| 474 | 24/07/2020 | Facciale filtrante modello AXKF95 | DONGGUAN AOXING AV EQUIPMENT LTD. | AUSILIA S.R.L.S | Marche |  |
| 475 | 24/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello AX-KF95 | Dongguan Aoxing Av Equipment Co., Ltd. | New Wave Games Srl | Campania |  |
| 476 | 24/07/2020 | Semimaschera Filtrante modello Starbuss S-KN95 | Jiangxi Homet Industrial Co., Ltd. | SG S.p.a. | Lombardia | n.d. |
| 477 | 24/07/2020 | Semimaschera filtrante, Particle Filtering Half Mask modelli LSD008 e LSD007 | Shandong C.I.R.S. Garments Co., Ltd. | BLUEKOVER.COM SRL | Toscana |  |



| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|---------------|------------------------|---|
| 478 | 24/07/2020 | Semimaschera filtrante Self priming filter type antiparticle respirator modello 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang protective equipment Technology Co., Ltd. | EUROBRICO SPA | Trentino Alto Adige |  |
| 479 | 24/07/2020 | Visiera, SFS | Superfici s.c.r.l. | | Liguria |  |
| 480 | 24/07/2020 | Indumento di protezione, modelli Protective Clothes MT-C001 e MT-B001 | Anhui Mintai Medical | Kaster srl | Lazio |  |
| 481 | 24/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95, modello PTMYKZ-01 | Homar Bio-Technology (Guangzhou) Holding Co., Ltd. | Fares S.r.l. | Lazio |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--------------------------|-----------------|---|
| 482 | 24/07/2020 | Semimaschera filtrante modello KN95, marca Leishide | Shandong Cirs Garments Co., Ltd. | Tecniplast SpA | Lombardia |  |
| 483 | 25/07/2020 | Facciale filtrante, modello KN95 | Dongguan Weisong Industrial Co. Ltd.) | E-Stock s.r.l. | Veneto |  |
| 484 | 25/07/2020 | Semimaschera filtrante, Self priming filter type antiparticle respirator modello 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd. | Meti Biosolutions S.r.l. | Piemonte |  |
| 485 | 26/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello M-9520 | Trust Loyalty & Glory Epoch Network Technology Co., Ltd. | LA SORGENTE S.r.l. | Lazio |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|---------------------------------|-----------------|---|
| 486 | 26/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 HONGQUAN | SHANDONG HONGHUI LABOR PROTECTION PRODUCT CO., LTD. | SMA SERBATOI SPA | Emilia Romagna |  |
| 487 | 26/07/2020 | Indumenti di protezione modello Protective Gown | DELTA MED SPA | | Lombardia |  |
| 488 | 26/07/2020 | Semimaschera modello KN95 A70 SENZOU | SHANGHAI WEIFENG NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD. | INTERNATIONAL TRADE KOKO SRL | Piemonte |  |
| 489 | 26/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello PROTECTIVE MASK KN 95 FFP2 | Shenzen Mingcai New Century Technology Co., Ltd. | GOLD LION GROUP di Torta Jacopo | Piemonte |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|----------------------------|-----------------|---|
| 490 | 27/07/2020 | Visiera modello 2020-12 | Ourlook (Zhangzhou) Optical Technology Co., Ltd. | Sanic Srl | Abruzzo |  |
| 491 | 27/07/2020 | Semimaschera filtrante modello YOHAN YH-9500 | Guanyang Yunhan Textile Co., Ltd. | IES SRL | Toscana |  |
| 492 | 27/07/2020 | Visiera modello: SPF19_01 | Arte & Comunicazione srl | | Lazio |  |
| 493 | 27/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello N95 protective mask trademark DOC | NEOLITHICTECH Co., Ltd. (Guangzhou) | Ashacre Management Limited | Toscana |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|--|-----------------|---|
| 494 | 27/07/2020 | Visiera protettiva modello: 2 ARCOVID1901 | ARCHIMEDE S.r.l. | | Veneto |  |
| 495 | 27/07/2020 | Semimaschera filtrante Mingcai modello:KN95 MC-B016 | Shenzhen Mingcai New Century Tech.Co., Ltd. | WORK SECURE SRL | Umbria |  |
| 496 | 27/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: 9502 | GUANGZHOU POWECOM LABOR INSURANCESUPPLIES CO., LTD. | VASCAPOINT Srl | Campania |  |
| 497 | 27/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: 9600-KN95 | Yiwu Biweikang Labor Insurance Products Co., Ltd. | Regione Puglia - Protezione Civile | Puglia |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|--|-----------------|---|
| 498 | 27/07/2020 | Semimaschera filtrante 9501 - DUWEI | GUANGZHOU JIANQIAOHUIZE CO., LTD. | L10 Trading Srl | Lombardia |  |
| 499 | 27/07/2020 | Occhiali a maschera modello LT002 | DONGGUAN DOLPHIN SPORTING GOODS Co., Ltd. | RABE 23 SRLS | Lazio |  |
| 500 | 27/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 trade mark Shuyian | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd. | 3i corporation Ltd (Hong Kong) Referente in Italia: Francesco Merighi | Veneto |  |





Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2020





EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO





La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.





Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|---|
| 501 | 27/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: KN95001E Semimaschera filtrante modello: KN95001H | Shanghai Yunqing Industrial Co., Ltd | SOL-MILLENNIUM Europe Sp. z o.o. | POLONIA |  |
| 502 | 27/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: LPGF-2002 | Gaomi superior warehouse Commodity Factory | CT MILAN Srl | Lombardia |  |
| 503 | 27/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: Disposable Mask Supernal WDF203 | Jinhua Enjoy & Wonderful Inc. | BRUNNER BAU S.r.l. | Trentino Alto Adige |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|--------------------|-----------------|---|
| 504 | 28/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: KN95 Jinlu | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co., Ltd. | Genium srl | Lombardia |  |
| 505 | 28/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: HUIYOU HYKN95 | Tongcheng Huiyou Labor Protection Products Co., Ltd. | Euroclone spa | Lombardia |  |
| 506 | 28/07/2020 | occhiali modello DAN 02 | DANOR s.r.l. | | Lombardia |  |
| 507 | 28/07/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95, trade mark Shuyian | Dongguan Zhijie Automatic Equipment Co., Ltd. | Humana Medical Srl | Veneto |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|------------------------------|-----------------|---|
| 508 | 28/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 | Shandong Junzhian Shoes Co., Ltd. | G.O.B. Import-Export srls | Toscana |  |
| 509 | 28/07/2020 | Semimaschera filtrante, ZYKN95 | ZHANGJIAGANG ZHIYI MEDICAL HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | MEDICAL COMMERCE SRL | Campania |  |
| 510 | 28/07/2020 | semimaschera filtrante KN95, trade mark Shuyian | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd. | More srl | Lombardia |  |
| 511 | 28/07/2020 | semimaschera filtrante MY3D2 | Guangzhou Biofil Air Purification Materials Co., Ltd. | Brandart Image Packaging Srl | Lombardia |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|------------------------------|---------------------|---|
| 512 | 28/07/2020 | semimaschera filtrante KN95, EATA-KN9501M | ZDEATA Science Technology Co., Ltd. | Brandart Image Packaging Srl | Lombardia |  |
| 513 | 28/07/2020 | Semimaschera filtrante, modello: GM700 | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory. | Metis srl | Lazio |  |
| 514 | 29/07/2020 | Occhiali a maschera modello: JHSG206 | SHANGHAI JHEYEWEAR CO., LTD. | EUROBRICO SPA | Trentino Alto Adige |  |
| 515 | 29/07/2020 | Semimaschera filtrante, GM700 prodotto da Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory | Kamae srl | Veneto |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|----------------------|-----------------|---|
| 516 | 29/07/2020 | Semimaschera filtrante, LK003 | Huizhou Lexuslance Technology Co., Ltd. | Kamae srl | Veneto |  |
| 517 | 29/07/2020 | Semimaschera filtrante "protective mask KN95 FFP2 modello: HXZX17" | Zhongshan Huaxia Star Gift Technology Co., Ltd. | EUROGUARCO SPA | Liguria |  |
| 518 | 29/07/2020 | Semimaschera modello LK-003 KN95 - Anti Bacterial Respirator | Huizhou Lexuslance Technology Co., Ltd. | Fratelli Martini srl | Lombardia |  |
| 519 | 29/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 modello PTMYKZ01 | Homar Bio Technology Guangzhou Holding Co., Ltd. | Cerutti Spirito srl | Piemonte |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|---------------|-----------------|---|
| 520 | 29/07/2020 | Indumenti di protezione Isolation Gown | Hebei Yingyuan Tianxiang Medical Devices Co., Ltd. | Emgi srl | Lombardia |  |
| 521 | 29/07/2020 | face mask modello: MM95 | SUS ADVANCING TECHNOLOGY Co., Ltd. | Suda Srl | Lazio |  |
| 522 | 29/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: AD-1001 | AnDum Protective Equipment Technology (Changzhou) Co., Ltd. | Mediland srl | Lombardia |  |
| 523 | 29/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: KN95, trade mark Shuyian | Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd. | Italsalus srl | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|------------------------------|-----------------|---|
| 524 | 29/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: "face mask M-9520" | Trust Loyalty & Glory Epoch Network Technology Co., Ltd. | GCLOVER DI XU HAIMIN | Lazio |  |
| 525 | 29/07/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 | Dongguan Zhijie Automatic Equipment Co., Ltd. | Rock & Roi Srl | Puglia |  |
| 526 | 29/07/2020 | Semimaschera filtrante, Mask N95 BF-AM | Henan Huibo Medical Co., Ltd. | FC Fotoforniture Srl | Lombardia |  |
| 527 | 29/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: AD-1001 | AnDum Protective Equipment Technology (Changzhou) Co. Ltd | ADVANCED TECHNOLOGIES S.p.a. | Lombardia |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|--------------|-----------------|---|
| 528 | 29/07/2020 | Visiera con ribalta | IATA SNC | | Veneto |  |
| 529 | 29/07/2020 | Guanti monouso modello: ECO TOUCH SOFT | TOP GLOVE SDN BHD | Italsan SRL | Lombardia |  |
| 530 | 29/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: HONGQUAN HQ- 95 | SHANDONG HONG HUI LABOR PROTECTION PRODUCTS CO., LTD. | IREN SPA | Emilia Romagna |  |
| 531 | 30/07/2020 | semimaschera Filtrante modello: YD-KN95-001 | Huizhou Yingda Medical Supplies Co., Ltd. | Rabe 23 srls | Lazio |  |


| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-----------------------------|-----------------|---|
| 532 | 30/07/2020 | semimaschera filtrante Self priming filter type anti particle respirator modello: 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective equipment Technology Co., Ltd. | TERAPIA RENALE S. ANTIMO | Campania |  |
| 533 | 30/07/2020 | semimaschera filtrante modello: MOWAY07 | Ningbo Laida Automotive Technology Co. Ltd | Marvis srl | Lombardia |  |
| 534 | 30/07/2020 | Indumenti di protezione (DPI III cat) modello: S.0001 - Camice monouso in TNT | Dani Confezioni S.p.A. | | Toscana |  |
| 535 | 30/07/2020 | semimaschera filtrante modello ZC9595 | Jiangxi Zhongchen Keji Co., Ltd. | Scuba Store Srls | Lazio | n.d. |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|---|-----------------|---|
| 536 | 30/07/2020 | Visiera modello: Visiera parafiato | SERIGRAF2 S.r.l. | | Lazio |  |
| 537 | 30/07/2020 | semimaschera filtrante Self priming filter type anti particle respirator modello: 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective equipment Technology Co., Ltd. | Medinat srl | Campania |  |
| 538 | 30/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: 9502 | Guangzhou Powecom Labor Supplies (Guangdong) Co.,Ltd. | D.P.O. Distribuzione Prodotti Ospedalieri srl | Abruzzo |  |
| 539 | 30/07/2020 | Guanti monouso ECO TOUCH BLACK | TOP GLOVE SDN BHD | Italsan srl | Lombardia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|
| 540 | 30/07/2020 | Guanti monouso ECO TOUCH FREE | TOP GLOVE SDN BHD | Italsan srl | Lombardia |  |
| 541 | 30/07/2020 | Guanti monouso ECO TOUCH TOTAL BLUE | TOP GLOVE SDN BHD | Italsan srl | Lombardia |  |
| 542 | 30/07/2020 | Guanti monouso ECO TOUCH PLUS | TOP GLOVE SDN BHD | Italsan srl | Lombardia |  |
| 543 | 30/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 | Changzhou Jinpeng Medical Equipment Co., Ltd. | Futura Hospital srl | Lazio |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|-------------------------|-----------------|---|
| 544 | 30/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: HONGQUAN HQ-95 | Shandong Honghui Labor Protection Products Co., Ltd. | Sicuritalia Ivri S.p.A. | Lombardia |  |
| 545 | 30/07/2020 | Facciale filtrante modello: AX-KF95 | Dong Guan Aoxing AV Equipment Co., Ltd. | Genium srl | Lombardia |  |
| 546 | 30/07/2020 | semimaschera filtrante KN95 | Dongguan Weisong Industrial Co., Ltd. | Mercato Elettrico srl | Campania |  |
| 547 | 30/07/2020 | semimaschera filtrante "Respiratory face mask M-9520" | Trust Loyalty & Glory Epoch Network Technology Co., Ltd. | Big Start Italia srl | Sicilia |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|----------------------------------|-----------------|---|
| 548 | 30/07/2020 | Occhiali a maschera modello: SAFETY GOGGLES OL G001 | WENZHOU ONLYLOVE EYEWEAR CO., LTD | RELAX HARMONY di Lucia De Leo | Puglia |  |
| 549 | 30/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: ZK601 | Zhongkang protective equipment technology (Guangzhou) Co., Ltd.. | RO.VA. Pharma Italia srl | Sicilia |  |
| 550 | 30/07/2020 | semimaschera filtrante modello: D1 | Zhejiang Xinna Medical Devices Technology Co., Ltd. | Nuovo Centro Casalinghi srl | Puglia |  |
| 551 | 30/07/2020 | KN95 PROTECTIVE MASK | GUANGDONG KANGSHEN MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY | M1 srl | Basilicata |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|---|-----------------|---|
| 552 | 30/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: KN95-ZHUOYOU | Zhejiang Zhuoyou Protective articles Co., Ltd. | Ares Consulting s.r.l. | Campania |  |
| 553 | 30/07/2020 | Schermo Protettivo Facciale "Visio.ver" | POLIMARK S.R.L. | | Lombardia |  |
| 554 | 30/07/2020 | semimaschera filtrante modello: BL-9501 Particulate Respirator | Quanzhou Baili Medical Supplies Co., Ltd. | GAMMA SAFETY di Chiesa Antonella | Emilia Romagna |  |
| 555 | 30/07/2020 | Semimaschera filtrante modello: TS01 | TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED | TOP SPEED (SHANGHAI) Ltd. referente in Italia Enrico Toccacelo | Lazio |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|--|-----------------|---|
| 556 | 30/07/2020 | Occhiali a maschera modello: LT002 | Dongguan Blue Dolphin Sporting Goods Co., Ltd. | TOP SPEED (SHANGHAI) Ltd referente in Italia Enrico Toccacelo | Lazio |  |
| 557 | 30/07/2020 | VISIERA modello: FACE SHIELD 01 - SR002 | SHENZHEN HONGHAOLIAN PACKING GIFT CO., LTD. | BOCCADAMO Srl | Lazio |  |
| 558 | 30/07/2020 | semimaschera filtrante modello: LPGF-2002 | Gaomi superior warehouse Commodity Factory | Two Trees srl | Lombardia |  |
| 559 | 30/07/2020 | Semimaschera filtrante Self priming filter type anti particle respirator modello: 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective equipment Technology Co., Ltd. | IFSD Italia Fashion sport Design | Lazio |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|--|-----------------|---|
| 560 | 30/07/2020 | Indumenti di protezione modello: CAM10 Indumenti di protezione modello: CAM5 | 0 One Nine srl | | Marche |  |
| 561 | 30/07/2020 | Semimaschera filtrante, KN95 | Shangai Dairan Industry Co., Ltd. | Helca srl | Lombardia |  |
| 562 | 31/07/2020 | Semimaschera modello: M-9501 | Anhui Zhongke Duling Commercial Appliance Co., Ltd. | CoMMA Sas di Farina Raffaele & C | Lombardia |  |
| 563 | 31/07/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95-04 | GUANGDONG WILLING TECHNOLOGY CORPORATION | PROMO ONE SRL | Lombardia |  |


| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|---------------------------------|-----------------|---|
| 564 | 31/07/2020 | Semimaschera filtrante KN95 Protective Mask modello: HXZX17 | Zhongshan Huaxia Star Gift Technology Co., Ltd. | All - In International s.r.l | Emilia Romagna |  |
| 565 | 31/07/2020 | Riparo facciale modello: ATVI030 | AGP S.R.L. | | Piemonte |  |
| 566 | 31/07/2020 | Riparo facciale modello: ATVI030-AR | AGP S.R.L. | | Piemonte |  |
| 567 | 01/08/2020 | Semimaschera filtrante modello KN95 Zhuoyou | Zhejiang Zhuoyou Protective Articles Co. Ltd. | 30 GRADI Srl | Lazio |  |





| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 568 | 01/08/2020 | semimaschera filtrante, KN9 modello: MY-001 | Dongguan Mayo Medical Technology Co., Ltd. | Sim.Co.VR srl | Friuli Venezia Giulia |  |
| 569 | 01/08/2020 | Semimaschera filtrante, modello: HONGQUAN HQ-95 | SHANDONG HONGHUI LABOR PROTECTION PRODUCTS CO., LTD | Casa di Cura VAL PARMA srl | Emilia Romagna |  |
| 570 | 01/08/2020 | semimaschera filtrante modello: LG-DFM-01 Filtering Half Mask | Quanzhou Ligao Protective Product Manufacturer Co., Ltd. | TRADE INN SRLU | Lazio |  |
| 571 | 01/08/2020 | semimaschera filtrante modello: ZC9595 | Jiangxi Zhongchen Keji Co., Ltd. | Spark srl | Veneto |  |




| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|--------------------------|-----------------|---|
| 572 | 01/08/2020 | Indumenti di protezione DISPOSABLE PROTECTIVE SUIT CM175 | WEIFANG HAIGE GARMENTS CO., LTD. | Fulvio di Gennaro srl | Campania |  |
| 573 | 01/08/2020 | semimaschera filtrante KN95 modello: ZC9595 | Jiangxi Zhongchen Keji Co., Ltd. | CartSan Srl | Emilia Romagna |  |
| 574 | 01/08/2020 | Semimaschera filtrante modello: ZC9595 | Jiangxi Zhongchen Keji Co., Ltd. | Slide srl | Toscana |  |
| 575 | 01/08/2020 | Semimaschera filtrante modello: ZB008 | Xuan Cheng Zooboo Sports Goods Co., Ltd. | Genium srl | Lombardia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|--|-------------------|-----------------|---|
| 576 | 01/08/2020 | Semimaschera filtrante modello: 8806 | Taizhou Guotai Safety Equipment Manufacturing Co., Ltd. | Genium srl | Lombardia |  |
| 577 | 01/08/2020 | semimaschera filtrante modello: Self priming filter type anti particle respirator 9051A | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd. | Mati Mati srls | Piemonte |  |
| 578 | 01/08/2020 | semi-maschera filtrante FFP2 modello: TAYHAMN TH2210 | Società Guangzhou Tayhamn Safety Equipment Manufacturing Co., Ltd. | Richen EUROPE srl | Lombardia |  |
| 579 | 01/08/2020 | semimaschera disposable protective mask N95 KN95 | Putian Zhongjin Shoes Co., Ltd. | Legnoart srl | Lombardia |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|---|---|---------------------------|-----------------|---|
| 580 | 02/08/2020 | semimaschera filtrante KN95 o YFY KN95 Disposable Protective Mask | JIANGXI YIFENGYUAN BIOLOGICAL ENGINEERING Co., Ltd. | Galleria SARPI srl | Lombardia |  |
| 581 | 02/08/2020 | Semimaschera filtrante modello: TM9501 | GUANGZHOU TOPTEN ELECTRONICS FACTORY | Vascapoint srl | Campania |  |
| 582 | 02/08/2020 | Visiera modello: OPV2 | Omnia Plastica srl | | Lombardia |  |
| 583 | 02/08/2020 | semimaschera filtrante modello: 3M 8210 | 3M China | Siemens Healthcare s.r.l. | |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
| 584 | 02/08/2020 | Semimaschera filtrante, modello: ZC9595 | JIANGXI ZHONGCHEN KEJI CO., LTD. | Nordwal SPA | Trentino Alto Adige |  |
| 585 | 02/08/2020 | Semimaschera filtrante, modello: ZC9595 | Jiangxi Zhongchen Keji Co., Ltd. | ADE di Mosconi Fabio | Marche |  |
| 586 | 02/08/2020 | semimaschera filtrante FFP2 NR KN95 modello: 8000 | The Tongcheng new Jinjiang labor supplies Co., Ltd. | S.G. SPA | Lombardia |  |
| 587 | 02/08/2020 | semimaschera filtrante modello: KN95 Mask, Trade Mark: Gong Hu | Wuchuan Gonghu Protective Products Company, Ltd. | Pagliani service srl | Lazio |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---------------------------------------|--|-----------------|---|
| 588 | 03/08/2020 | Semimaschera filtrante modello: MM95 | SUS ADVANCING TECHNOLOGY Co., Ltd | GCLOVER DI XU HAIMIN | Lazio |  |
| 589 | 03/08/2020 | occhiali modello: Protection | SUNWAY EYEWEAR CO., LTD. | I.O.I. Industrie Ottiche Italiane srl | Piemonte |  |
| 590 | 03/08/2020 | Semimaschera filtrante modello: N9CS1 | YETRUE BUSINESS (SHENZHEN) LIMITED | L10 Trading Srl | Lombardia |  |
| 591 | 03/08/2020 | Semimaschera filtrante, FLAT-FIT HEALTHCARE RESPIRATOR | BTL Italia Srl | | Campania |  |

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|----------------------------|------------------------|---|
| 592 | 03/08/2020 | <ul style="list-style-type: none"> •Indumenti di protezione CAMICE PROTETTIVO CT •Indumenti di protezione TUTA PROTETTIVA CT •Indumenti di protezione CALZARE PROTETTIVO CT | CANTALUPO 1971 SRL | | Campania |  |
| 593 | 03/08/2020 | OCCHIALI A MASCHERA modello: JHSG 206 prodotto da SHANGHAI JHEYEWEAR CO. LTD | SHANGHAI JHEYEWEAR CO., LTD. | DMT Service srl | Trentino Alto Adige | n.d. |
| 594 | 03/08/2020 | Semimaschera filtrante modello: KN95 JXSY01 | Jiangmen Jinxing Industrial Co., Ltd. | Galileo spa | Lazio |  |
| 595 | 03/08/2020 | Semimaschera filtrante modello: M-9501 | Anhui Zhongke Duling Commercial Appliance Co., Ltd. | Tofano Simone Salvatore | Abruzzo |  |

[Home](#) > [Products](#) > [Face Mask](#)

Products

| |
|----------------|
| Face Mask |
| Curved TV |
| UHD 4K系列 |
| Smart TV |
| DLED TV |
| ELED TV |
| Tempered Glass |
| TV |

Face Mask



KN95 FILTERING FACEPIECE
RESPIRATOR

MC-B016 (GB2626-2006 standard) KN95

Main Features

*** Please review our FDA EUA
Instruction for MC-B016
(GB2626-2006 standard) .Thanks!**



MC-B016 KN95 GB 2626-2006 STANDARD

—
TO PREVENT THE AIR POLLUTION





检验检测报告

Test Report

(2020) WSZ FHL 第 2330 号

产品名称 KN95 口罩
 Product Name
 委托单位 深圳市明彩新世纪科技有限公司
 Applicant
 生产单位 深圳市明彩新世纪科技有限公司
 Manufacturer
 检验检测类别 委托检验
 Test Type



江苏国健检测技术有限公司
 Jiangsu Guojian Testing Technology Co.,Ltd





检验检测报告


Test Report

[2020] WSZ FHL 第 2330 号


共 3 页 第 1 页

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| 产品名称 Product name | KN95 口罩 | 规格型号 Specification | MC-B016 |
| | | 商 标 Brand | 明彩 |
| 委托单位/地址/联系电话 Applicant/Add/Tel | 深圳市明彩新世纪科技有限公司/深圳市龙华区观澜街道库坑社区皇帝印工业区2号B栋厂房一楼101至三楼厂房/13528749950 | | |
| 生产单位/地址/联系电话 Manufacturer/Add/Tel | 深圳市明彩新世纪科技有限公司/深圳市龙华区观澜街道库坑社区皇帝印工业区2号B栋厂房一楼101至三楼厂房/13528749950 | | |
| 样品等级 Sample grade | KN95 | 样品编号 Sample number | GW 2330-2020 |
| 样品数量 Sample quantity | 50 个 | 样品接收日期 Receiving date of sample | 2020年03月18日 |
| 检验检测类别 Test type | 委托检验 | 货号/批号/款号 Article number/Batch number/Style number | — |
| 检验检测日期 Test date | 2020/03/18~2020/03/21 | 检验检测地点 Test site | 本公司检验室 |
| 样品状态 Sample state | 符合检验检测要求 | | |
| 检验检测依据 Test standard(s) | GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》 | | |
| 检验检测项目 Test items | 一般要求、外观检查、呼吸阻力、可燃性、过滤效率、头带、死腔、视野、泄漏性 | | |
| 检验检测结论 Test conclusion | <p>样品经检验，所检项目符合 GB 2626-2006 标准规定的要求，具体检验结果详见第 2-3 页。</p> <p style="text-align: right;">  签发日期 2020年3月31日 </p> | | |
| 备 注 Note | 样品信息由委托方提供，本报告仅对来样负责 | |  |

批准:



审核:



主检:




检验检测结果

Test Result

[2020] WSZ FHL 第 2330 号

共 3 页 第 3 页

| 序号 Number | 检验检测项目 Test item | 单位 Unit | 技术要求 Technical requirement | 检验检测结果 Test result | | | | | | | 单项评价 Single Item decision | |
|--------------|---------------------|------------|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|-----|
| 6 | 死腔 | — | ≤1% | 0.09% | | | | | | | 合格 | |
| 7 | 视野 | — | 下方视野≥60° | 83.5° | | | | | | | 合格 | |
| 8 | 过滤效率 | — | ≥95.0% | 未预处理 | | | | | | | 98.2% | 合格 |
| | | | | | | | | | | | 99.0% | |
| | | | | | | | | | | | 98.9% | |
| | | | | | | | | | | | 98.5% | |
| | | | | | | | | | | | 98.3% | |
| | | | | | | | | | | | 98.6% | |
| | | | | | | | | | | | 98.3% | |
| | | | | 预处理 | | | | | | | 98.4% | |
| | | | | | | | | | | | 98.3% | |
| | | | | | | | | | | | 98.4% | |
| | | | | | | | | | | | 98.5% | |
| | | | | | | | | | | | 99.0% | |
| | | | | | | | | | | | 98.7% | |
| | | | | | | | | | | | 98.4% | |
| | | | | | | | 98.3% | | | | | |
| 9 | 泄漏性 | — | 50个动作中至少46个动作的TIL < 11%；10个受试者中至少有8个人的TIL < 8%。 | 受试者 | D1 (%) | D2 (%) | D3 (%) | D4 (%) | D5 (%) | TIL (%) | 合格 | |
| | | | | 未经处理 | 1# | 3.4 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 3.0 | | 4.9 |
| | | | | | 2# | 4.2 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 4.4 | | 5.2 |
| | | | | | 3# | 3.3 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 3.5 | | 4.3 |
| | | | | | 4# | 3.4 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 3.3 | | 4.7 |
| | | | | | 5# | 3.7 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 4.2 | | 5.2 |
| | | | | 预处理 | 6# | 3.8 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 3.5 | | 5.0 |
| | | | | | 7# | 4.0 | 5.4 | 6.7 | 6.4 | 3.9 | | 5.3 |
| | | | | | 8# | 3.3 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 3.5 | | 4.6 |
| | | | | | 9# | 4.4 | 6.6 | 7.6 | 7.2 | 4.9 | | 6.1 |
| | | | | | 10# | 4.1 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | 4.5 | | 5.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | | | | | |

以下空白



Soft and Comfortable inner Non-woven fabric layer



Ergonomic Design

—
THREE-DIMENSIONAL JOINT



- 1 Ultrasonic technology
- 2 Fit & Comfortable
- 3 Meet GB 2626-2006 well.

**Please review our FDA
EUA Instruction for MC-
B016 (GB2626-2006
standard) .Thanks!**





EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Certificate No: 2163-PPE-699

Respiratory protective devices, filtering half masks to protect against particles manufactured by

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd.

Room 101 of 1st, 2nd & 3rd Floor, Building B, No.2 Huang Di Yin Industrial Zone
Kukeng Community, Guanlan Street, Long Hua New District, Shenzhen City, China

are tested and evaluated according to

**EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory Protective Devices -
Filtering Half Masks to Protect against Particles -
Requirements, Testing, Marking**

Based on the type examination conducted with the evaluation of test reports, technical file according to Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 5, it is approved that the product meets the requirements of the regulation.

Product Definition

Brand Name: MINGCAI **Model:** MC-B016

Filtering half mask

Classification: FFP2 NR

Here by the manufacturer is allowed to use notified body number (2163) and can fix CE mark, as shown below, on the Category III product models given above, with:

- Issuing an appropriate EU Declaration of Conformity according to **Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 9.**
- Obtaining successful performance in fulfilment of the requirements set out in **Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425** and harmonised standards, ensured by assessments based on **Annex 7 (Module C2)** or **Annex 8 (Module D)** of the regulation no later than 1 year from the beginning of serial production

This certificate is initially issued on 02/06/2020 and will be valid for 5 years, if there is no change in the relevant harmonised standard affecting the essential health and safety requirements.



Suat KACMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Director



CERTIFICATE OF CONFORMANCE**Certificate No: 2163 - PPE – 699/01**

Respiratory protective devices, filtering half masks to protect against particles manufactured by

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd.Room 101 of 1st, 2nd & 3rd Floor, Building B, No.2 Huang Di Yin Industrial Zone
Kukeng Community, Guanlan Street, Long Hua New District, Shenzhen City, China

Continues to fulfil the requirements of

**EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory Protective Devices -
Filtering Half Masks to Protect Against Particles -
Requirements, Testing, Marking**

Based on the evaluation of test reports and internal quality control audit reports according to EN 149+A1:2009 and Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex VII (Module C2). This certificate implies that the manufactured products show below are in conformance with the approved EU Type Examination model and meets the requirements of the regulation.

Product Definition

| Model | Class | EU Type Examination Certificate | | |
|-------------------|-------|---------------------------------|------------|----------------|
| | | Serial Nr. | Date | Issuing NB Nr. |
| MINGCAI / MC-B016 | FFP2 | 2163-PPE-699 | 02.06.2020 | 2163 |

Here by the manufacturer is allowed to use notified body number (2163) and can fix CE mark, as shown below, on the Category III product models given above, with;

- Issuing an appropriate EU Declaration of Conformity according to **Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 9**.
- Taking all measures necessary so that the manufacturing process and its monitoring ensure the homogeneity of production and conformity of the manufactured PPE with the type described in the EU type examination certificate.

This certificate is issued on **02/06/2020** and will be valid for one year, until **01/06/2021** if the manufacturer makes no major change in the product designs and manufacturing processes affecting the product performance on the essential health and safety requirement.



Suat KAÇMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Director



EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Certificate No: 2163-PPE-699

Respiratory protective devices, filtering half masks to protect against particles manufactured by

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd.

Room 101 of 1st, 2nd & 3rd Floor, Building B, No.2 Huang Di Yin Industrial Zone
Kukeng Community, Guanlan Street, Long Hua New District, Shenzhen City, China

are tested and evaluated according to

**EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory Protective Devices -
Filtering Half Masks to Protect Against Particles -
Requirements, Testing, Marking**

Based on the type examination conducted with the evaluation of test reports, technical file according to Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 5, it is approved that the product meets the requirements of the regulation.

Product Definition

Brand Name: MINGCAI **Model:** MC-B016

Filtering half mask

Classification: FFP2 NR

Here by the manufacturer is allowed to use notified body number (2163) and can fix CE mark, as shown below, on the Category III product models given above, with;

- Issuing an appropriate EU Declaration of Conformity according to **Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 9**.
- Ongoing successful performance in fulfilment of the requirements set out in Personal Protective **Equipment Regulation (EU) 2016/425** and harmonised standards, ensured by assessments based on **Annex 7 (Module C2) or Annex 8 (Module D)** of the regulation no later than 1 year from the beginning of serial production

This certificate is initially issued on **02/06/2020** and will be valid for 5 years, if there is no change in the relevant harmonised standard affecting the essential health and safety requirements.



Suat KACMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Director



TECHNICAL ASSESSMENT REPORT

REPORT DATE / NO: 02.06.2020 / 2163-KKD-699

Manufacturer: Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd.

Address: Room 101 of 1st floor, 2nd & 3rd Floor, Building B, No. 2 Huang Di Yin Industrial Zone Kukeng Community, Guanlan Street, Long Hua New District, Shenzhen City, China.

This report is for the, given above, manufacturer prepared according to the test results obtained from Jiangsu Quality Supervision and Inspection Center for Special Safety Protection Products accredited by CNAS (China National Accreditation Service), signatory to ILAC MRA, with number L-7901 for the product identified below, dated 29.05.2020 with Serial Id STFWT 202014101 based on EN 149: 2001 + A1: 2009 standard. The sampling of the product is conducted under our supervision for testing from the manufacturing site of the client.

The technical file of the manufacturer, and risk evaluation against the essential health safety requirements and the test report evaluated for their relation with Essential Requirements of Personal Protective Equipment Regulation and found to be appropriate.

This report is an annex and an integral part of the EU Type Examination Certificate issued to the manufacturer. The test results and issued certificate belongs only to the tested model. The technical report consists of a total of 6 pages.

Product Description: Particle Filtering Half Mask

Classification: FFP2 NR

Trademark: MINGCAI **Model:** MC-B016



**THE CLAUSES OF EN 149: 2001 + A1: 2009 STANDARD RELATED TO EUROPEAN UNION DIRECTIVE
EU 2016/425 REQUIREMENTS**

1.1. Design principles

1.1.1. Ergonomics

PPE must be so designed and manufactured that in the foreseeable conditions of use for which it is intended the user can perform the risk related activity normally whilst enjoying appropriate protection of the highest possible level.

1.1.2. Levels and classes of protection

1.1.2.1. Highest level of protection possible

The optimum level of protection to be taken into account in the design is that beyond which the constraints by the wearing of the PPE would prevent its effective use during the period of exposure to the risk or normal performance of the activity.

1.1.2.2. Classes of protection appropriate to different levels of risk

Where differing foreseeable conditions of use are such that several levels of the same risk can be distinguished, appropriate classes of protection must be taken into account in the design of the PPE.

1.2. Innocuousness of PPE

1.2.1. Absence of risks and other inherent nuisance factors

PPE must be so designed and manufactured as to preclude risks and other nuisance factors under foreseeable conditions of use.

1.2.1.1. Suitable constituent materials

The materials of which the PPE is made, including any of their possible decomposition products, must not adversely affect the health or safety of users.

1.2.1.2. Satisfactory surface condition of all PPE parts in contact with the user

Any part of the PPE that is in contact or is liable to come into contact with the user when the PPE is worn must be free of rough surfaces, sharp edges, sharp points and the like which could cause excessive irritation or injuries

1.2.1.3. Maximum permissible user impediment

Any impediment caused by PPE to movements to be made, postures to be adopted and sensory perception must be minimized; nor must PPE cause movements which endanger the user or other persons.

1.3 Comfort and effectiveness

1.3.1. Adaptation of PPE to user morphology

PPE must be designed and manufactured in such a way as to facilitate its correct positioning on the user and to remain in place for the foreseeable period of use, bearing in mind ambient factors, the actions to be carried out and the postures to be adopted. For this purpose, it must be possible to adapt the PPE to fit the morphology of the user by all appropriate means, such as adequate adjustment and attachment systems or the provision of an adequate range of sizes.

1.3.2. Lightness and design strength

PPE must be as light as possible without prejudicing design strength and efficiency.

Apart from the specific additional requirements which they must satisfy in order to provide adequate protection against the risks in question (see 3), PPE must be capable of withstanding the effects of ambient phenomena inherent under the foreseeable conditions of use

1.4. Information supplied by the manufacturer

The notes that must be drawn up by the former and supplied when PPE is placed on the market must contain all relevant information on:

- a) In addition to the name and address of the manufacturer and/or his authorized representative established in the Community
- b) Storage, use, cleaning, maintenance, servicing and disinfection. cleaning, maintenance or disinfectant protection recommended by manufacturers must have no adverse effect on PPE or users when applied in accordance with the relevant instructions;
- c) Performance as recorded during technical tests to check the levels or classes of protection provided by the PPE in question;
- d) Suitable PPE accessories and the characteristics of appropriate spare parts;
- e) The classes of protection appropriate to different levels of risk and the corresponding limits of use;
- f) The obsolescence deadline or period of obsolescence of PPE or certain of its components;
- g) The type of packaging suitable for transport;
- h) The significance of any markings (see 2.12)
- i) Where appropriate the references of the Directives applied in accordance with Article 5(6) (b);
- j) The name, address and identification number of the notified body involved in the design stage of the PPE

These notes, which must be precise and comprehensible, must be provided at least in the official language(s) of the member state of destination

2. ADDITIONAL REQUIREMENTS COMMON TO SEVERAL CLASSES OR TYPES OF PPE

2.1. PPE incorporating adjustment systems

If PPE incorporates adjustment systems, the latter must be designed and manufactured so that, after adjustment, they do not become undone unintentionally in the foreseeable conditions of use.

2.3. PPE for the face, eyes and respiratory system

Any restriction of the user's face, eyes, field of vision or respiratory system by the PPE shall be minimised.

The screens for those types of PPE must have a degree of optical neutrality that is compatible with the degree of precision and the duration of the activities of the user.

If necessary, such PPE must be treated or provided with means to prevent misting-up.

Models of PPE intended for users requiring sight correction must be compatible with the wearing of spectacles or contact lenses.

2.4. PPE subject to ageing

If it is known that the design performance of new PPE may be significantly affected by ageing, the month and year of manufacture and/or, if possible, the month and year of obsolescence must be indelibly and unambiguously marked on each item of PPE placed on the market and on its packaging.

If the manufacturer is unable to give an undertaking with regard to the useful life of the PPE, his instructions must provide all the information necessary to enable the purchaser or user to establish a reasonable obsolescence month and year, taking into account the quality level of the model and the effective conditions of storage, use, cleaning, servicing and maintenance.

Where appreciable and rapid deterioration in PPE performance is likely to be caused by ageing resulting from the periodic use of a cleaning process recommended by the manufacturer, the latter must, if possible, affix a marking to each item of PPE placed on the market indicating the maximum number of cleaning operations that may be carried out before the equipment needs to be inspected or discarded. Where such a marking is not affixed, the manufacturer must give that information in his instructions.

2.6. PPE for use in potentially explosive atmospheres

PPE intended for use in potentially explosive atmospheres must be designed and manufactured in such a way that it cannot be the source of an electric, electrostatic or impact-induced arc or spark likely to cause an explosive mixture to ignite.

2.8. PPE for intervention in very dangerous situations

The instructions supplied by the manufacturer with PPE for intervention in very dangerous situations must include, in particular, data intended for competent, trained persons who are qualified to interpret them and ensure their application by the user.

The instructions must also describe the procedure to be adopted in order to verify that PPE is correctly adjusted and functional when worn by the user.

Where PPE incorporates an alarm which is activated in the absence of the level of protection normally provided, the alarm must be designed and placed so that it can be perceived by the user in the foreseeable conditions of use.

2.9. PPE incorporating components which can be adjusted or removed by the user

Where PPE incorporates components which can be attached, adjusted or removed by the user for replacement purposes, such components must be designed and manufactured so that they can be easily attached, adjusted and removed without tools.

2.12. PPE bearing one or more identification or recognition marks directly or indirectly relating to health and safety

The identification or recognition marks directly or indirectly relating to health and safety affixed to these types or classes of must preferably take the form of harmonized pictograms or ideograms and must remain perfectly legible throughout the foreseeable useful life of the PPE. In addition, these marks must be complete, precise and comprehensible so as to prevent any misinterpretation; in particular, where such marks incorporate words or sentences, the latter must appear in the official language(s) of the Member State where the equipment is to be used.

If PPE (or a PPE component) is too small to allow all or part of the necessary marking to be affixed, the relevant information must be mentioned on the packing and in the manufacturer's notes.

3. ADDITIONAL REQUIREMENTS SPECIFIC TO PARTICULAR RISKS

3.10.2. Protection against cutaneous and ocular contact

PPE intended to prevent the surface contact of all or part of the body with substances and mixtures which are hazardous to health or with harmful biological agents must be capable of preventing the penetration or permeation of such substances and mixtures and agents through the protective integument under the foreseeable conditions of use for which the PPE is intended.

To this end, the constituent materials and other components of those types of PPE must be chosen or designed and incorporated so as to ensure, as far as possible, complete leak-tightness, which will allow where necessary prolonged daily use or, failing this, limited leak-tightness necessitating a restriction of the period of wear.

Where, by virtue of their nature and the foreseeable conditions of their use, certain substances and mixtures which are hazardous to health or harmful biological agents possess high penetrative power which limits the duration of the protection provided by the PPE in question, the latter must be subjected to standard tests with a view to their classification on the basis of their performance. PPE which is considered to be in conformity with the test specifications must bear a marking indicating, in particular, the names or, in the absence of the names, the codes of the substances used in the tests and the corresponding standard period of protection. The manufacturer's instructions must also contain, in particular, an explanation of the codes (if necessary), a detailed description of the standard tests and all appropriate information for the determination of the maximum permissible period of wear under the different foreseeable conditions of use.

Technical Assessment of EN 149: 2001 + A1: 2009 Standard and other Standards it refers to, Clauses Corresponding to the
(EU) 2016/425 Directive

| Conforming to EN 149:2001 + A1:2009 Standard Requirements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------|---------------|---|--|--------------------------|--------|-----|--|---|--|--------|--------------------------|------|--------|--------------------|------|--------|-------------------|------|--------|-------------------------------------|------|--------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|
| <i>Article</i> 5 | Classification: Particle Filtering Half Mask Total Inward Leakage: Classification – FFP2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Article</i> 7.4 | Packing: Particle filtering half masks are packaged to protect them from contamination before use and with cardboard boxes to prevent mechanical damage. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Article</i> 7.5 | Material: Materials used in particle filtering half masks, according to the simulated wearing treatment and temperature conditioning reports: It is understood withstand handling and wear over the period for which the particle filtering half mask is designed to be used suffered mechanical failure of the facepiece or straps, any material from the filter media released by the air flow through the filter has not constitute a hazard or nuisance for the wearer. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Article</i> 7.6 | Cleaning and Disinfection: Particle filtering half mask is not designed to be as re-usable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Article</i> 7.7 | <p>Practical Performance :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Assessed Elements</th> <th style="width: 15%;">Positive</th> <th style="width: 15%;">Negative</th> <th style="width: 40%;">Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009 and Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.The face piece fitting</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle;">Positive results are obtained from the performance tests related to the implementation under real conditions, applied with the compatibility with skin evaluation (7.10). No imperfections</td> </tr> <tr> <td>2.Head harness comfort</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>3.Security of fastenings</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>4.Speech clearness</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>5.Field of vision</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>6.Materials compatibility with skin</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Conditioning : (A.R.) As Received, original</p> | | | | Assessed Elements | Positive | Negative | Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009 and Result | 1.The face piece fitting | 10 | 0 | Positive results are obtained from the performance tests related to the implementation under real conditions, applied with the compatibility with skin evaluation (7.10). No imperfections | 2.Head harness comfort | 10 | 0 | 3.Security of fastenings | 10 | 0 | 4.Speech clearness | 10 | 0 | 5.Field of vision | 10 | 0 | 6.Materials compatibility with skin | 10 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Assessed Elements | Positive | Negative | Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009 and Result | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.The face piece fitting | 10 | 0 | Positive results are obtained from the performance tests related to the implementation under real conditions, applied with the compatibility with skin evaluation (7.10). No imperfections | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.Head harness comfort | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.Security of fastenings | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.Speech clearness | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.Field of vision | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.Materials compatibility with skin | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Article</i> 7.8 | Finish of Parts: Particle filtering half masks, which are likely to come into contact with the user, do not have sharp edges and do not contain burrs. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Article</i> 7.9.1 | <p>Total Inward Leakage:</p> <p>The Total Inward Leakage test is conducted by 10 individual in an aerosol chamber with a walking band, and samples are taken during the conduction of the exercises defined in the standard. The samples used in the test are subjected to the conditioning required in the standard as Temperature conditioning and as received.</p> <p>It was reported that; The 47 out of 50 exercise measurement results are smaller or equal to 11% At least 9 of 10 individual's arithmetic mean is smaller or equal to 8%</p> <p style="text-align: center;">According to the reported results, the product meets the limits for FFP1 and FFP2 classification.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Article</i> 7.9.2 | <p>Penetration of filter material: Sodium Chloride Testing</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Condition</th> <th style="width: 10%;">No. of Sample</th> <th style="width: 25%;">Sodium Chloride Testing 95 L/min max (%)</th> <th style="width: 20%;">Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009</th> <th style="width: 30%;">Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(A.R.)</td> <td style="text-align: center;">19#</td> <td style="text-align: center;">0,12</td> <td rowspan="9" style="vertical-align: middle;">FFP1 ≤ 20 % FFP2 ≤ 6 % FFP3 ≤ 1 %</td> <td rowspan="9" style="vertical-align: middle;">Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN EN 149:2001 + A1:2009 given in 7.9.2 in range of the FFP1, FFP2, FFP3 classes.</td> </tr> <tr> <td>(A.R.)</td> <td style="text-align: center;">20#</td> <td style="text-align: center;">0,15</td> </tr> <tr> <td>(A.R.)</td> <td style="text-align: center;">21#</td> <td style="text-align: center;">0,19</td> </tr> <tr> <td>(S.W.)</td> <td style="text-align: center;">22#</td> <td style="text-align: center;">0,23</td> </tr> <tr> <td>(S.W.)</td> <td style="text-align: center;">23#</td> <td style="text-align: center;">0,27</td> </tr> <tr> <td>(S.W.)</td> <td style="text-align: center;">24#</td> <td style="text-align: center;">0,29</td> </tr> <tr> <td>(M.S. T.C.)</td> <td style="text-align: center;">25#</td> <td style="text-align: center;">0,33</td> </tr> <tr> <td>(M.S. T.C.)</td> <td style="text-align: center;">26#</td> <td style="text-align: center;">0,37</td> </tr> <tr> <td>(M.S. T.C.)</td> <td style="text-align: center;">27#</td> <td style="text-align: center;">0,34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Conditioning : (M.S.) Mechanical Strength (T.C.) Temperature Conditioning (A.R.) As Received, original (S.W.) Simulated wearing treatment</p> <p style="text-align: right;">95 L/min = 1,6 dm³.sn⁻¹</p> | | | | Condition | No. of Sample | Sodium Chloride Testing 95 L/min max (%) | Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009 | Result | (A.R.) | 19# | 0,12 | FFP1 ≤ 20 % FFP2 ≤ 6 % FFP3 ≤ 1 % | Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN EN 149:2001 + A1:2009 given in 7.9.2 in range of the FFP1, FFP2, FFP3 classes. | (A.R.) | 20# | 0,15 | (A.R.) | 21# | 0,19 | (S.W.) | 22# | 0,23 | (S.W.) | 23# | 0,27 | (S.W.) | 24# | 0,29 | (M.S. T.C.) | 25# | 0,33 | (M.S. T.C.) | 26# | 0,37 | (M.S. T.C.) | 27# | 0,34 |
| Condition | No. of Sample | Sodium Chloride Testing 95 L/min max (%) | Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009 | Result | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A.R.) | 19# | 0,12 | FFP1 ≤ 20 % FFP2 ≤ 6 % FFP3 ≤ 1 % | Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN EN 149:2001 + A1:2009 given in 7.9.2 in range of the FFP1, FFP2, FFP3 classes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A.R.) | 20# | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A.R.) | 21# | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S.W.) | 22# | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S.W.) | 23# | 0,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S.W.) | 24# | 0,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M.S. T.C.) | 25# | 0,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M.S. T.C.) | 26# | 0,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M.S. T.C.) | 27# | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------|---|---|---|
| Article 7.9.2 | Penetration of filter material: : Paraffin Oil Testing | | | | |
| | Condition | No. of Sample | Paraffin Oil Testing 95 L/min max (%) | Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009 | Result |
| | (A.R.) | 28# | 1,09 | FFP1 ≤ 20 % FFP2 ≤ 6 % FFP3 ≤ 1 % | Filtering half masks fulfill the requirements of the standard EN EN 149:2001 + A1:2009 given in 7.9.2 in range of the given in 7.9.2 in range of the FFP1, FFP2 classes. |
| | (A.R.) | 29# | 1,17 | | |
| | (A.R.) | 30# | 1,22 | | |
| | (S.W.) | 31# | 1,37 | | |
| | (S.W.) | 32# | 1,31 | | |
| | (S.W.) | 33# | 1,28 | | |
| | (M.S. T.C.) | 34# | 1,44 | | |
| | (M.S. T.C.) | 35# | 1,56 | | |
| | (M.S. T.C.) | 36# | 1,61 | | |
| | Conditioning : (M.S.) Mechanical Strength (T.C.) Temperature Conditioning (A.R.) As Received, original (S.W.) Simulated wearing treatment | | | | |
| Article 7.10 | Compatibility with skin: In Practical Performance report, the likelihood of mask materials in contact with the skin causing irritation or other adverse effect on health was not reported. | | | | |
| Article 7.11 | Flammability : | | | | |
| | Condition | No. of Sample | Visual inspection | Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009 | Result |
| | (A.R.) | 37# | Didn't burn | Filtering half mask shall not burn or not continue to burn for more than 5 s after removal from the flame | Passed |
| | (A.R.) | 38# | Didn't burn | | |
| | (T.C.) | 39# | Didn't burn | | |
| | (T.C.) | 40# | Didn't burn | | Filtering half masks fulfill requirements of the standard |
| | Conditioning : (A.R.) As Received, original (T.C.) Temperature Conditioning | | | | |
| Article 7.12 | Carbon dioxide content of the inhalation air: | | | | |
| | Condition | No. of Sample | CO ₂ content of the inhalation air [%] by volume | An average CO ₂ content of the inhalation air | Requirements in accordance with EN 149:2001 + A1:2009 |
| | (A.R.) | 41# | 0,56 | 0,56 | CO ₂ content of the inhalation air shall not exceed an average of 1,0% by volume |
| | (A.R.) | 42# | 0,55 | | |
| | (A.R.) | 43# | 0,57 | | |
| | Conditioning : (A.R.) As Received, original | | | | |
| Article 7.13 | Head harness: In Practical Performance report, No adverse effects have been reported for holding the mask of the head harness firmly in position, for total inward leakage properties. | | | | |
| Article 7.14 | Field of vision: In Practical Performance report, no adverse effects were reported for the field of vision features. | | | | |
| Article 7.16 | Breathing Resistance: Inhalation | | | | |
| | The overall evaluation in the figures gathered for 9 different samples 3 as received, 3 with temperature conditioning and 3 simulated wearing treatment conditioned complies with the limits given in the standard for FFP1, FFP2 and FFP3 classes. This is valid for inhalation results for 30 L/min, 95 L/min and exhalation at 160 L/min. | | | | |
| | Passed. | | | | |

| | |
|----------------|--|
| Article 7.17.2 | Clogging: This test is not applied to Particle Filtering Half Mask which is not reusable. <i>(For single shift use devices, the clogging test is optional test. For re-usable devices test is mandatory.)</i> |
| Article 7.17.3 | Penetration of filter material: This test is not applied to Particle Filtering Half Mask which is not reusable. |
| Article 7.18 | Demountable Parts: There are no demountable parts on the product. |
| Article 9 | Marking – Packaging: Necessary markings are available on the product and its packaging. |
| Article 10 | Information to be supplied by the manufacturer: In each of the smallest commercially available packaging of the product, implementation (installation instruction) pre-use controls, warning and usage limitations, storage and meanings of symbols / pictograms are defined. |

| PREPARED BY | APPROVED BY |
|---|---|
| Osman CAMCI PPE Expert  | Suat KAÇMAZ General Manager   |



Especificação Máscara

Empresa: CNPJ.: 08.619.872/000144

Nome da Empresa: Teczap Comercio e distribuição Ltda.

Nome do Responsável Legal: Saulo Henrique de Faria Pereira.

Tipo da embalagem: Plástico

Nome do produto: Máscara N95

Lote: MC200421

Data de fabricação/validade: Fabricação: 21/04/2020 Validade: 21/04/2022.

Fabricante do produto: Shenzhen Mingcai New Century TechnologyCo., Ltd

Marca do produto: MCB016

Tamanho: Padrão N95

Máscara de proteção hospitalar N95 sem válvula (bico de paco) - máscara multiuso,

Material: manta sintética com tratamento eletrostático,

Tipo uso: descartável,

Finalidade: proteção contra vírus, bactérias, poeiras, fumos, névoas tóxicas,

Tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto,

Tamanho: único,

Cor: branca,

Características adicionais: n95, pff2, bfe (eficiência de filtragem bacteriológica) 99%, filtração de partículas acima 95% partículas até 0,3, atóxica, hipoalérgica e inodora.

Imagem:



Saulo H. F. Pereira
Saulo Henrique de Faria Pereira

Descrição

Os respiradores do tipo peças faciais filtrantes (PFF), que muitas vezes são chamados de respiradores descartáveis, estão sujeitos a vários regulamentos ou Normas em todo o mundo. Essas Normas especificam certas propriedades físicas e características de desempenho necessárias para que os respiradores reivindiquem conformidade com uma Norma específica. Durante situações de pandemia ou emergência, as autoridades de saúde geralmente fazem referência a essas Normas ao fazer recomendações sobre o respirador, afirmando, por exemplo, que certos grupos de pessoas devem usar um respirador “N95, PFF2 ou equivalente”.

Este documento destina-se apenas a ajudar a esclarecer algumas semelhanças importantes entre essas referências, especificamente para as Normas de performance das PFF a seguir:

- N95 (NIOSH-42CFR84 – Estados Unidos)
- FFP2 (EN 149-2001 - Europa)
- KN95 (GB2626-2006- China)
- P2 (AS/NZA 1716:2012 – Austrália/Nova Zelândia)
- Korea 1st class (KMOEL-2017-64 - Coreia)
- DS (JMHLW-Notificação 214, 2018 - Japão)
- PFF2 (ABNT/NBR 13.698-2011 – Brasil)

Conforme mostrado na tabela a seguir, é esperado que os respiradores certificados que atendam a essas Normas performem de maneira muito semelhante entre si, com base nos requisitos de desempenho estabelecidos nas Normas e confirmados durante os ensaios de conformidade.

Um importante ponto de comparação é a taxa de fluxo especificadas por essas Normas para os ensaios de resistência a inalação e a exalação. Os ensaios de resistência a inalação variam de 40 a 160L / min. Os ensaios de resistência a exalação variam de 30 a 95 l / min. Alguns países exigem que o ensaio seja realizado diversas taxas de fluxo, outros apenas nos valores máximos ou mínimos desses intervalos. Embora isso pareça indicar que os requisitos das Normas para resistência à respiração (também chamados de "queda de pressão") diferem entre si, é importante entender que a queda de pressão em qualquer filtro será naturalmente maior a uma taxa de fluxo mais elevada e, menor, a taxa de fluxo mais baixa. Dadas as curvas de pressão típicas para os filtros de respiradores, os requisitos de queda de pressão das diversas Normas são realmente bastante semelhantes. Este gráfico mostra uma curva típica de queda de pressão de filtros. Se um filtro for ensaiado em um alto fluxo, o desempenho da queda de pressão será relativamente alto. Se esse mesmo filtro for ensaiado em baixo fluxo, o desempenho da queda de pressão será relativamente baixo.



Com base nessa comparação, é razoável considerar as PFFs da China KN95, da Austrália AS/NZ P2, da Coreia 1st Class, do Japão DS e do Brasil PFF2 como “Equivalentes” aos respiradores NIOSH N95 dos EUA e FFP2 da Europa, para filtrar partículas não oleosas, como as resultantes de incêndios florestais, poluição do ar PM 2,5, erupções vulcânicas ou bioaerossóis (por exemplo, vírus). No entanto, antes de selecionar um respirador, os usuários devem consultar seus regulamentos e requisitos locais de proteção respiratória ou verificar com a saúde pública local e autoridades sobre orientação para seleção. No Brasil, verifique o Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro e a Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicos para Trabalhadores da Saúde da ANVISA.

| Certificação/Classe (Norma) | N95 (NIOSH-42CFR84) | FFP2 (EN149-2001) | KN95 (GB2626-2006) | P2 (AS/NZ1716:2012) | Korea 1st Class (KMOEL - 2017-64) | DS (Japan JMHLW-Notification 214, 2018) | PFF2 (ABNT/NBR 13.698:2011) |
|---|---------------------|--|---|---|---|--|---|
| Performance de filtração (precisa ser \geq X% eficiente) | $\geq 95\%$ | $\geq 94\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 94\%$ | $\geq 94\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 94\%$ |
| Agente de Ensaio | NaCl | NaCl e óleo de parafina | NaCl | NaCl | NaCl e óleo de parafina | NaCl | NaCl e óleo de parafina ou de dioctil ftalato |
| Taxa de Fluxo | 85 L/min | 95 L/min | 85 L/min | 95 L/min | 95 L/min | 85 L/min | 95 L/min |
| Total inward leakage (TIL)* – Vazamento Total de Entrada - testado em seres humanos, com execução de exercícios | N/A | $\leq 8\%$ vazamento (média aritmética) | $\leq 8\%$ vazamento (média aritmética) | $\leq 8\%$ vazamento (individual e média aritmética) | $\leq 8\%$ vazamento (média aritmética) | Vazamento de Entrada medido e incluído nas instruções de uso | N/A |
| Resistência à Inalação – Máxima queda de pressão | ≤ 343 Pa | ≤ 70 Pa (a 30 L/min) ≤ 240 Pa (a 95 L/min) ≤ 500 Pa (obstrução) | ≤ 350 Pa | ≤ 70 Pa (a 30 L/min) ≤ 240 Pa (a 95 L/min) | ≤ 70 Pa (a 30 L/min) ≤ 240 Pa (a 95 L/min) | ≤ 70 Pa (c/válvula) ≤ 50 Pa (s/ válvula) | ≤ 70 Pa (a 30 L/min) ≤ 240 Pa (a 95 L/min) |
| Taxa de Fluxo | 85 L/min | Variados – veja acima | 85 L/min | Variados – veja acima | Variados – veja acima | 40 L/min | Variados – veja acima |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| Resistência à Exalação – Máxima queda de pressão | ≤ 245 Pa | ≤ 300 Pa | ≤ 250 Pa | ≤ 120 Pa | ≤ 300 Pa | ≤ 70 Pa (c/válvula) ≤ 50 Pa (s/válvula) | ≤ 300 Pa |
| Taxa de Fluxo | 85 L/min | 160 L/min | 85 L/min | 85 L/min | 160 L/min | 40 L/min | 160 L/min |
| Requisito para Vazamento da Válvula de Exalação | Taxa de Vazamento ≤ 30 mL/min | N/A | Depressurização até 0 Pa ≥ 20 seg | Taxa de Vazamento ≤ 30 mL/min | Inspeção Visual após 300 L /min por 30 seg. | Depressurização até 0 Pa ≥ 15 seg | Taxa de Vazamento ≤ 30 cm ³ /min |
| Força Aplicada | -245 Pa | N/A | -1180 Pa | -250 Pa | N/A | -1,470 Pa | -250 Pa |
| Requisito de CO ₂ disponível no volume morto | N/A | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |

* A JMHLW-Notificação 214 do Japão requer um teste de vazamento interno, em vez de um teste TIL.

Definições

Desempenho do filtro - o filtro é avaliado para medir a redução nas concentrações de aerossóis específicos no ar que passam através do filtro.

Agente de ensaio - o aerossol gerado durante o ensaio de desempenho do filtro.

Vazamento interno total (TIL) - a quantidade de um aerossol específico que entra na peça facial do respirador ensaiado através da penetração e vazamento da vedação facial, enquanto um usuário realiza uma série de exercícios em uma câmara de ensaio.



Vazamento interno (IL) - a quantidade de um aerossol específico que entra na peça facial do respirador ensaiado, enquanto um usuário executa uma respiração normal por 3 minutos em uma câmara de ensaio. O tamanho do aerossol de ensaio (diâmetro medido na contagem) é de cerca de 0,5 micrômetro.

Queda de pressão – a resistência que o ar é submetido à medida que ele se move através de um meio, tal como um filtro de respirador.

IMPORTANTE: Sempre leia e siga as Instruções do Usuário do respirador.



Single product 5g 10 per bag
50 bags per box 2.5 kg



SOFT NOSE BRIDGE FITS FACE SHAPE

Soft and comfortable, suitable for long-term wear without fatigue



ELASTIC EARRINGS

Elastic earrings have the characteristics of strong stretch and comfortable wearing, flexible earrings, and long-term wearable ears



SEAMLESS FIT AGAINST FOGGING

Close fit without gap, improve the protective performance of the mask, and prevent fogging of the glasses caused by exhalation

FOLDED STORAGE THREE-DIMENSIONAL MODELING

The middle folding line design, without glue bonding, the mask is strong and durable, and the shape is more three-dimensional



Dustproof non-woven fabric, 25gsm

防尘无纺布层

Electrostatic meltblown cloth,25gsm,BFE99

静电熔喷布

Plant fiber nonwoven fabric,25gsm

植物纤维无纺布





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901

检验检测报告

TEST REPORT



STFWT202014101

Product Name

Filtering half mask

Trust Unit

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co.,Ltd

Manufacturer

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co.,Ltd

Test Category

Entrusted Inspection



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

Test Report

STFWT202014101

page 1 of 10

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| Product Name | Filtering half mask | Specification Type | MC-B016 |
| | | Trademark | MINGCAI |
| Trust Unit | Shenzhen Mingcai New Century Technology Co.,Ltd | Tel | 13528749950 |
| Manufacturer | Shenzhen Mingcai New Century Technology Co.,Ltd | Sample Grade | |
| Sample Quantity | 70 pcs | Sample Receiving Date | 2020-05-19 |
| Test Category | Entrusted inspection | Serial Number | --- |
| Samples Conditions | Meet the testing requirements | | |
| Document and Decide Accordance | EN 149: 2001+A1: 2009 《Respiratory protective devices -Filtering half masks to protect against particles-Requirements, testing, marking》 | | |
| Test Conclusion | <p style="text-align: center;">The samples were tested, the items tested meet the requirements of EN 149:2001+A1:2009 standard for FFP2 level.</p> <p style="text-align: right;">Signature Date: 2020-05-29</p> | | |
| Remarks | <p>The head harness of the mask provided by the applicant is ear hanging.</p> <p>Compatibility with skin is not recognized by the center. The test data are only for reference.</p> <p>The sample is not marked for reuse and does not require testing for blocking performance.</p> <p>The test conclusion of this report is only for the items inspected and does not mean that the uninspected items or functions meet the requirements.</p> <p>The results apply to the sample as received.</p> | | |



Approver

Handwritten signature of Approver

Examiner

Handwritten signature of Examiner

Major tester

Handwritten signature of Major tester



7.5 Material

Pass¹

Materials used shall be suitable to withstand handling and wear over the period for which the particle filtering half mask is designed to be used.

Any material from the filter media released by the air flow through the filter shall not constitute a hazard or nuisance for the wearer.

After undergoing the conditioning described in 8.3.1 none of the particle filtering half masks shall have suffered mechanical failure of the facepiece or straps.

When conditioned in accordance with 8.3.1 and 8.3.2 the particle filtering half mask shall not collapse.

Note1: Refer to Annex A for test data.

7.6 Cleaning and disinfecting

N/A²

If the particle filtering half mask is designed to be re-usable, the materials used shall withstand the cleaning and disinfecting agents and procedures to be specified by the manufacturer.

Note2: Non-reusable respirator.

7.7 Practical performance

Pass³

The particle filtering half mask shall undergo practical performance tests under realistic conditions.

Note3: Refer to Annex A for test data.

7.8 Finish of parts

Pass

Parts of the device likely to come into contact with the wearer shall have no sharp edges or burrs.



7.9.1 Total inward leakage**Pass⁴**

For particle filtering half masks fitted in accordance with the manufacturer's information, at least 46 out of the 50 individual exercise results (i.e. 10 subjects x 5 exercises) for total inward leakage shall be not greater than:

and, in addition, at least 8 out of the 10 individual wearer arithmetic means for the total inward leakage shall be not greater than
22% for FFP1, 8% for FFP2, 2% for FFP3

Note4: Refer to Annex A for test data.

7.9.2 Penetration of filter material**Pass⁵**

The penetration of the filter of the particle filtering half mask shall meet the requirements of Table 1.

| | Sodium chloride test 95 | Paraffin oil test 95 l/min |
|------|-------------------------|----------------------------|
| FFP1 | ≤20% | ≤20% |
| FFP2 | ≤6% | ≤6% |
| FFP3 | ≤1% | ≤1% |

This report may not be published except in full unless permission for the publication of an approved extract has been obtained in writing.

Note5: Refer to Annex A for test data.

7.10 Compatibility with skin**Pass⁶**

Materials that may come into contact with the wearer's skin shall not be known to be likely to cause irritation or any other adverse effect to health.

Note6: Refer to Annex A for test data.

7.11 Flammability**Pass⁷**

When tested, the particle filtering half mask shall not burn or not to continue to burn for more than 5 s after removal from the flame.

Note7: Refer to Annex A for test data.

7.12 Carbon dioxide content of the inhalation air**Pass⁸**

The carbon dioxide content of the inhalation air (dead space) shall not exceed an

Note8: Refer to Annex A for test data.



7.13 Head harness**Pass⁹**

The head harness shall be designed so that the particle filtering half mask can be donned and removed easily.

The head harness shall be adjustable or self-adjusting and shall be sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly in position and be capable of maintaining

Note9: Refer to Annex A for test data.

7.14 Field of vision**Pass¹⁰**

The field of vision is acceptable if determined so in practical performance tests.

Note10: Refer to Annex A for test data.

7.15 Exhalation valve**N/A¹¹**

A particle filtering half mask may have one or more exhalation valve(s), which shall function correctly in all orientations.

If an exhalation valve is provided it shall be protected against or be resistant to dirt and mechanical damage and may be shrouded or may include any other device that may be necessary for the particle filtering half mask to comply with 7.9.

Exhalation valve(s), if fitted, shall continue to operate correctly after a continuous exhalation flow of 300 l/min over a period of 30 s.

When the exhalation valve housing is attached to the faceblank, it shall withstand axially a tensile force of 10 N applied for 10 s.

Note11: Valve-less respirator.

7.16 Breathing resistance**Pass¹²**

| Classification | Maximum permitted resistance (mbar) | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|------------|
| | Inhalation | | Exhalation |
| | 30 l/min | 95 l/min | 160 l/min |
| FFP1 | 0.6 | 2.1 | 3.0 |
| FFP2 | 0.7 | 2.4 | 3.0 |
| FFP3 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |

Note12: Refer to Annex A for test data.



7.17 CloggingN/A¹³**7.17.2 Breathing resistance**N/A¹³

Valved particle filtering half masks:

After clogging the inhalation resistances shall not exceed:

FFP1: 4 mbar, FFP2: 5 mbar, FFP3: 7 mbar at 95L/min continuous flow

The exhalation resistance shall not exceed 3 mbar at 160 L/min continuous flow

Valveless particle filtering half masks

After clogging the inhalation and exhalation resistances shall not exceed:

FFP1: 3 mbar, FFP2: 4 mbar, FFP3: 5 mbar at 95L/min continuous flow

7.17.3 Penetration of filter material

| | Sodium chloride test 95 | Paraffin oil test 95 l/min |
|------|-------------------------|----------------------------|
| FFP1 | ≤20% | ≤20% |
| FFP2 | ≤6% | ≤6% |
| FFP3 | ≤1% | ≤1% |

N/A¹³

Note13: Non-reusable respirator.

7.18 Demountable partsN/A¹⁴

All demountable parts (if fitted) shall be readily connected and secured, where possible by hand

Note14: No demountable parts.



Annex A: Summarization of Test Data

| Clause | | Result | | Assessment | | | |
|--------|---|---|-------------------------|-----------------------|--|---|---|
| 7.5 | Material | Simulated wearing treatment | 1# | No mechanical failure | Pass | | |
| | | | 2# | No mechanical failure | | | |
| | | | 3# | No mechanical failure | | | |
| | | Temperature conditioned | 4# | No mechanical failure | | | |
| | | | 5# | No mechanical failure | | | |
| | | | 6# | No mechanical failure | | | |
| 7.9 | Practical performance | As received | 7# | No mechanical failure | Pass | | |
| | | | 8# | No mechanical failure | | | |
| 7.9.1 | Total inward leakage | Individual exercise result | | Pass | | | |
| | | As received | 9# | | 47 out of the 50 individual exercise results $\leq 11\%$ | | |
| | | | 10# | | 47 out of the 50 individual exercise results $\leq 11\%$ | | |
| | | | 11# | | 47 out of the 50 individual exercise results $\leq 11\%$ | | |
| | | | 12# | | 47 out of the 50 individual exercise results $\leq 11\%$ | | |
| | | | 13# | | 47 out of the 50 individual exercise results $\leq 11\%$ | | |
| | | Temperature conditioned | 14# | | 47 out of the 50 individual exercise results $\leq 11\%$ | | |
| | | | 15# | | 47 out of the 50 individual exercise results $\leq 11\%$ | | |
| | | | 16# | | 47 out of the 50 individual exercise results $\leq 11\%$ | | |
| | | | 17# | | 47 out of the 50 individual exercise results $\leq 11\%$ | | |
| | | | 18# | | 47 out of the 50 individual exercise results $\leq 11\%$ | | |
| | | Individual wearer arithmetic means | | | As received | 9# | 9 individual wearer arithmetic means $\leq 8\%$ |
| | | As received | 10# | | | 9 individual wearer arithmetic means $\leq 8\%$ | |
| | | | 11# | | | 9 individual wearer arithmetic means $\leq 8\%$ | |
| | | | 12# | | | 9 individual wearer arithmetic means $\leq 8\%$ | |
| | | | 13# | | | 9 individual wearer arithmetic means $\leq 8\%$ | |
| | | | Temperature conditioned | | | 14# | 9 individual wearer arithmetic means $\leq 8\%$ |
| | | 15# | | | | 9 individual wearer arithmetic means $\leq 8\%$ | |
| 16# | 9 individual wearer arithmetic means $\leq 8\%$ | | | | | | |
| 17# | 9 individual wearer arithmetic means $\leq 8\%$ | | | | | | |
| 18# | 9 individual wearer arithmetic means $\leq 8\%$ | | | | | | |

| Clause | | Result | | Assessment | | |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|-----|---|----------------------------|--|
| 7.9.2 | Penetration of filter material/% | Sodium chloride test(95L/min) | | Pass | | |
| | | As received | 19# | | 0.12 | |
| | | | 20# | | 0.15 | |
| | | | 21# | | 0.19 | |
| | | Simulated wearing treatment | 22# | | 0.23 | |
| | | | 23# | | 0.27 | |
| | | | 24# | | 0.29 | |
| | | M.S.+T.C. | 25# | | 0.33 | |
| | | | 26# | | 0.37 | |
| | | | 27# | | 0.34 | |
| | | | | | Paraffin oil test(95L/min) | |
| | | As received | 28# | | 1.09 | |
| | | | 29# | | 1.17 | |
| | | | 30# | | 1.22 | |
| | | Simulated wearing treatment | 31# | | 1.37 | |
| | | | 32# | | 1.31 | |
| | | | 33# | | 1.28 | |
| | | M.S.+T.C. | 34# | | 1.44 | |
| 35# | 1.56 | | | | | |
| 36# | 1.61 | | | | | |
| 7.10 | Compatibility with skin | As received | 9# | No irritation or any other adverse effect to health | Pass | |
| | | | 10# | No irritation or any other adverse effect to health | | |
| | | | 11# | No irritation or any other adverse effect to health | | |
| | | | 12# | No irritation or any other adverse effect to health | | |
| | | | 13# | No irritation or any other adverse effect to health | | |
| | | Temperature conditioned | 14# | No irritation or any other adverse effect to health | | |
| | | | 15# | No irritation or any other adverse effect to health | | |
| | | | 16# | No irritation or any other adverse effect to health | | |
| | | | 17# | No irritation or any other adverse effect to health | | |
| | | | 18# | No irritation or any other adverse effect to health | | |
| 7.11 | Flammability | As received | 37# | Didn't burn | Pass | |
| | | | 38# | Didn't burn | | |
| | | Temperature conditioned | 39# | Didn't burn | | |
| | | | 40# | Didn't burn | | |

| Clause | | Result | | | | Assessment |
|--------|--|-------------------------|---|--|------------|------------|
| 7.12 | Carbon dioxide content of the inhalation air/% | As received | | | | Pass |
| | | 41# | 42# | 43# | Mean value | |
| | | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | |
| | | | | | | |
| 7.13 | Head hardness | As received | | | | Pass |
| | | 9# | Head harness can be donned and removed easily, adjustable and have sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly. | | | |
| | | 10# | Head harness can be donned and removed easily, adjustable and have sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly. | | | |
| | | 11# | Head harness can be donned and removed easily, adjustable and have sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly. | | | |
| | | 12# | Head harness can be donned and removed easily, adjustable and have sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly. | | | |
| | | 13# | Head harness can be donned and removed easily, adjustable and have sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly. | | | |
| | | Temperature conditioned | | | | |
| | | 14# | Head harness can be donned and removed easily, adjustable and have sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly. | | | |
| | | 15# | Head harness can be donned and removed easily, adjustable and have sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly. | | | |
| | | 16# | Head harness can be donned and removed easily, adjustable and have sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly. | | | |
| | | 17# | Head harness can be donned and removed easily, adjustable and have sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly. | | | |
| | | 18# | Head harness can be donned and removed easily, adjustable and have sufficiently robust to hold the particle filtering half mask firmly. | | | |
| 7.14 | Field of vision | As received | 7# | Passed the practical performance tests | | Pass |
| | | | 8# | Passed the practical performance tests | | |




| Clause | | Result | | | Assessment | | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------|-----|-------------|
| | | Inhalation | | Exhalation | | | |
| | | 30 l/min | 95 l/min | 160 l/min | | | |
| | | As received | | | | | |
| 7.16 | Breathing resistance (mbar) | 41# | A | 0.4 | 1.3 | 1.8 | Pass |
| | | | B | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | C | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | D | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | E | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | 42# | A | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | B | 0.4 | 1.3 | 1.7 | |
| | | | C | 0.4 | 1.2 | 1.8 | |
| | | | D | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | E | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | 43# | A | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | B | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | C | 0.4 | 1.2 | 1.8 | |
| | | | D | 0.4 | 1.3 | 1.7 | |
| | | | E | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | Simulated wearing treatment | | | | | |
| | | 44# | A | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | B | 0.4 | 1.3 | 1.8 | |
| | | | C | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | D | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| E | 0.4 | | 1.2 | 1.7 | | | |
| 45# | A | 0.4 | 1.2 | 1.7 | | | |
| | B | 0.4 | 1.2 | 1.7 | | | |
| | C | 0.4 | 1.3 | 1.8 | | | |
| | D | 0.4 | 1.2 | 1.7 | | | |
| | E | 0.4 | 1.2 | 1.7 | | | |
| 46# | A | 0.4 | 1.2 | 1.7 | | | |
| | B | 0.4 | 1.2 | 1.7 | | | |
| | C | 0.4 | 1.2 | 1.7 | | | |
| | D | 0.4 | 1.3 | 1.8 | | | |
| | E | 0.4 | 1.2 | 1.7 | | | |



| Clause | | Result | | | Assessment | | |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|------------|-----|------|
| 7.16 | Breathing resistance | | Inhalation | | Exhalation | | |
| | | | 30 l/min | 95 l/min | 160 l/min | | |
| | | | Temperature conditioned | | | | |
| | | 47# | A | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | B | 0.4 | 1.3 | 1.7 | |
| | | | C | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | D | 0.4 | 1.2 | 1.8 | |
| | | | E | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | 48# | A | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | B | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | C | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | D | 0.4 | 1.3 | 1.7 | |
| | | | E | 0.4 | 1.2 | 1.8 | |
| | | 49# | A | 0.4 | 1.3 | 1.7 | |
| | | | B | 0.4 | 1.2 | 1.8 | |
| | | | C | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | D | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | | E | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| | | 7.16 | Breathing resistance | A: facing directly ahead B: facing vertically upwards C: facing vertically downwards D: lying on the left side E: lying on the right side | | | Pass |
| | | Remarks : M.S.: Mechanical strength; T.C.: Temperature conditioning; N/A: Not applicable | | | | | |

Original Sample



=====
===== End of Report =====



注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖检验检测报告专用章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Test Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By The Test Report Special Seal.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道 166 号

Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park , Gaogang, Taizhou.Jiangsu

电话 (Tel): 0523-86989959

0523-86989939

邮编 (Post): 225300

网址 (Web): www.jstfzx.com

邮箱 (E-mail): 1735889887@qq.com

监督电话 (Complain Tel): 0523-86989901